

EasyAngle® - Linijka pediatryczna

Opis produktu:

EasyAngle® to przyjazna dzieciom linijka pediatryczna z motywem pluszowych misiów, ułatwiająca pomiary ROM u najmłodszych pacjentów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

EasyAngle® - Linijka pediatryczna

Pomysł na ten wyjątkowy projekt zrodził się w grupie fizjoterapeutów pracujących z dziećmi. Wyrazili oni swoje zaniepokojenie tym, że urządzenia do oceny często nie spełniają potrzeb ich najmłodszych pacjentów. Po tej rozmowie Meloq szybko nawiązał współpracę z partnerami ze Skantz Design. Ich zespół wykonał niesamowitą pracę, tworząc mniejszy przewodnik wyrównania z najśłodszymi pluszowymi misiami. Przekonaliśmy się, że ta nasadka EasyAngle przyczynia się do łatwiejszych, przyjemniejszych i zgodnych z przepisami pomiarów ROM u osób, które najbardziej potrzebują opieki. Upewniliśmy się, że jakość druku jest odporna na wszelkie czynniki mechaniczne i chemiczne. Długość linijki wynosi 195 mm, a szerokość 35 mm.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: