





Materac przeciwoodleżynowy operacyjny Ida AB

Opis produktu:

Materac Ida AB to zmiennociśnieniowy materac operacyjny przeznaczony do profilaktyki odleżyn podczas długotrwałych zabiegów chirurgicznych. Charakteryzuje się niskim profilem i unikalną konstrukcją z wieloma punktami podparcia, co umożliwia precyzyjną dystrybucję nacisku. Wyposażony w antypoślizgowe dno i pokrowiec z medycznego TPU, jest łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji.

Materac nie zawiera pompy w zestawie. **Pompe należy dokupić osobno.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PROFILAKTYKA ODLEŻYN

Materac Ida AB

Materac Ida AB to zmiennociśnieniowy materac operacyjny przeznaczony do profilaktyki odleżyn podczas długotrwałych zabiegów chirurgicznych. Jego zastosowanie może znacząco zmniejszyć ryzyko powstawania odleżyn pooperacyjnych, szczególnie u pacjentów poddawanych rozległym operacjom, takim jak zabiegi kardiochirurgiczne czy ortopedyczne.

Konstrukcja i funkcjonalność

Materac Ida AB charakteryzuje się niskim profilem i unikalną konstrukcją z wieloma punktami podparcia, co umożliwia precyzyjną dystrybucję nacisku. Zamiast tradycyjnych komór poprzecznych, materac posiada liczne "bańki", które zapewniają punktowe zmiany ucisku, redukując ryzyko powstawania odleżyn.

Dno materaca wykonane jest z antypoślizgowego materiału, co gwarantuje stabilność na stole

operacyjnym. Wierzchnia warstwa to medyczny TPU w formie pokrowca zapinanego na zamek błyskawiczny z okapnikiem, co ułatwia utrzymanie czystości i dezynfekcję.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 5 cm
Pokrowiec: TPU
Wymiary: 168 x 42 cm
Wymiary: 184 x 46 cm
Wymiary: 210 x 42 cm
Wymiary: 168 x 42 x 5 cm (100 komórek podparcia)
Wymiary: 210 x 42 x 5 cm (125 komórek podparcia)
Wymiary: 184 x 46 x 5 cm (100 komórek podparcia)
Wymiary: 168 x 42 x 5 cm (144 komórek podparcia)
Wymiary: 210 x 42 x 5 cm (180 komórek podparcia)
Ilość komór głównych: 2
Kompatybilne pompy zmiennociśnieniowe:
Wysokociśnieniowe Lux lub Alfa
Maksymalna wartość ciśnienia dopuszczalnego:
130 mmHg
Minimalna wartość ciśnienia użytkowego: 60 mmHg
Tryb pracy: Ciągły (zmienny lub statyczny)
Waga materaca: ≥ 18 kg
Zestaw naprawczy: Tak

Model:

Wymiary: 168 x 42 x 5 cm (100 komórek podparcia), 210 x 42 x 5 cm (125 komórek podparcia), 184 x 46 x 5 cm (100 komórek podparcia), 168 x 42 x 5 cm (144 komórek podparcia), 210 x 42 x 5 cm (180 komórek podparcia)