



Ida - Pompa do poduszek przeciwodleżynowych

Opis produktu:

Pompa Ida to urządzenie medyczne do zasilania poduszek zmiennociśnieniowych. Oferuje pracę na baterii do 8 godzin, trzy poziomy ciśnienia i intuicyjny panel dotykowy. Wyposażona w systemy alarmowe i kompaktowa konstrukcja (1.8 kg) zapewnia bezpieczeństwo i mobilność. Idealna do prewencji odleżyn i komfortu pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WYSOKIEJ WYDAJNO?CI POMPA

Pompa Ida

Pompa Ida to wysokociśnieniowe urządzenie z mikroprocesorowym systemem sterowania, przeznaczone do zasilania siedzeniowych poduszek zmiennociśnieniowych. Dzięki zasilaniu bateryjnym pompa umożliwia swobodne i bezpieczne przemieszczanie się osoby siedzącej na poduszce przez okres do 8 godzin, co znacząco wpływa na mobilność pacjentów.

Zaawansowane funkcje

Pompa Ida wyposażona jest w dotykowy, diodowy panel sterujący, który umożliwia łatwe i intuicyjne ustawienie parametrów pracy. Użytkownik może wybrać tryb pracy statyczny lub zmiennociśnieniowy, z czasem cyklu 10, 15 lub 20 minut. Urządzenie oferuje trzy poziomy ciśnienia: niskie (60 mmHg), średnie (80 mmHg) i wysokie (100 mmHg), co pozwala na dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania

Pompa Ida została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie pacjenta i wygodzie personelu medycznego. Wyposażona jest w system alarmów, w tym dźwiękowy i świetlny alarm niskiego poziomu energii, świetlny alarm niewłaściwego ciśnienia oraz świetlny alarm awarii zasilania. Urządzenie posiada również wizualny wskaźnik zadanej wartości ciśnienia oraz lampkę kontrolną procesu ładowania i poziomu naładowania baterii.

Akcesoria i dodatkowe funkcje

W zestawie z pompą Ida znajduje się ładowarka do baterii oraz pokrowiec ochronny, który umożliwia wygodne zawieszenie pompy np. na wózku inwalidzkim. Pompa może być również zasilana z sieci energetycznej 230V, co zwiększa jej wszechstronność. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej masie pompa Ida jest łatwa w transporcie i przechowywaniu.

Dane techniczne

Typ	Wysokociśnieniowa, bateryjna pompa z mikroprocesorowym systemem sterowania
Przeznaczenie	Zasilanie siedzeniowych poduszek zmiennociśnieniowych, prewencja odleżyn
Zasilanie	Akumulatorki (baterie typu Li) lub sieć energetyczna 230V
Czas pracy na baterii	Do 8 godzin (tryb 10-minutowych zmian), do 16 godzin (tryb 20-minutowych zmian)
Panel sterowania	Dotykowy, diodowy
Tryby pracy	Statyczny lub zmiennociśnieniowy (cykle 10, 15, 20 minut)
Poziomy ciśnienia	Niskie (60 mmHg), średnie (80 mmHg), wysokie (100 mmHg)
Wydajność	7 l/min
Wymiary	27 x 14 x 10 cm
Masa	1.8 kg
Wyświetlacz ciśnienia	
Alarm niskiego poziomu energii	(dźwiękowy i świetlny)
Alarm niewłaściwego ciśnienia	(świetlny)
Alarm awarii zasilania	(świetlny)
Akcesoria w zestawie	Ładowarka do baterii, pokrowiec ochronny

Informacje:

Ilość sekcji: 2
Typ pompy: jednosilnikowa
Rodzaj ciśnienia: wysokociśnieniowa
Typ sterowania: dotykowe
Wydajność: ≤ 7 l/min
Głośność: brak danych
Tryby pracy: tryb zmienny
Tryby pracy: tryb statyczny
Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
Systemy alarmowe: alarm braku zasilania
Systemy alarmowe: alarm niskiego poziomu energii
Zakres ciśnienia: 60-100 mmHg
Wersja bariatryczna: niedostępna
Masa: 1,8 kg

Model: