



Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego

Opis produktu:

Tablice Ishihary to narzędzie do badania widzenia barwnego, dostępne w zestawach 14, 24 lub 38 tablic. Umożliwiają wykrywanie różnych form ślepoty barw poprzez prezentację specjalnie zaprojektowanych wzorów. Cechują się wygodną, płaską prezentacją tablic i trwałą obwolutą. Zawierają instrukcję do prawidłowego przeprowadzania i interpretacji testów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego

Tablice Ishihary to uznane narzędzie diagnostyczne służące do oceny widzenia barwnego. Zestaw składa się ze specjalnie zaprojektowanych tablic, które pozwalają na wykrycie i określenie typu zaburzeń widzenia kolorów, w tym różnych form ślepoty barw.

Dostępne w trzech wariantach: 14, 24 lub 38 tablic, co umożliwia dostosowanie badania do indywidualnych potrzeb i wymagań diagnostycznych.

Rzetelna diagnostyka widzenia barwnego

Każda tablica w zestawie prezentuje wzór składający się z kolorowych kropek. Wzory te tworzą cyfry lub ścieżki, które są widoczne dla osób z prawidłowym widzeniem barwnym, ale mogą być trudne lub niemożliwe do rozpoznania dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów.

Różnorodność prezentowanych wzorów i zastosowanych kolorów umożliwia wykrycie różnych typów i stopni zaburzeń widzenia barwnego, co czyni testy Ishihary wszechstronnym narzędziem diagnostycznym.

Praktyczne rozwiązanie dla specjalistów

Testy Ishihary zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika:

- Tablice leżą płasko, co ułatwia prezentację i zapobiega odchylaniu się stron
- Trwała obwoluta chroni tablice i zapewnia estetyczny wygląd przez długi czas
- Dołączona instrukcja zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego przeprowadzania i interpretacji testów

Dzięki tym cechom, testy Ishihary są praktycznym i niezawodnym narzędziem dla specjalistów w dziedzinie okulistyki, medycyny pracy i innych dziedzin wymagających oceny widzenia barwnego.

Dostępne warianty

Testy Ishihary są dostępne w trzech wariantach, co pozwala na wybór zestawu najlepiej odpowiadającego potrzebom diagnostycznym:

- 14 tablic - podstawowy zestaw do szybkiej oceny widzenia barwnego
- 24 tablice - rozszerzony zestaw umożliwiający dokładniejszą diagnostykę
- 38 tablic - pełny zestaw do kompleksowej oceny widzenia barwnego

Każdy wariant zawiera starannie dobrane tablice, które umożliwiają wykrycie różnych form zaburzeń widzenia kolorów, w tym protanopii, deuteranopii i tritanopii.

Informacje:

Model:

Ilość tablic: 14, 24, 38