




Elektrody samoprzylepne Ag/AgCl 15 x 20 mm

Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne Ag/AgCl z kablem 60/150/250 cm. Wyposażone w wysokiej jakości hydrożel oferujący doskonałą przyczepność i możliwość repositionowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody samoprzylepne Ag/AgCl

Elektrody samoprzylepne Ag/AgCl o wymiarach 15 x 20 mm to wysokiej jakości rozwiązanie do precyzyjnego monitorowania EKG.

- Niska impedancja dla wysokiej jakości zapisu
- Hydrożel oferuje doskonałą przyczepność
- Możliwość repositionowania dla większej elastyczności użytkowania
- Biokompatybilne materiały, testowane na wrażliwych typach skóry
- Dostępne z kablami o długości 60 cm, 150 cm lub 250 cm
- Złącze 1,5 mm TP

Specyfikacja techniczna

Długość kabla i numer katalogowy	60 cm (DENIS06026) / 150 cm (DENIS15026) / 250 cm (DENIS25026)
Wymiary	15 mm x 20 mm
Materiał	Ag / AgCl
Trwałość	Jednorazowe
Złącze	1,5 mm TP
Ilość sztuk w opakowaniu	120 sztuk

Możliwość repozycjonowania	
Testowane dermatologicznie	

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Model:Elektrody miseczkowe - Długość kabla: 60 cm,
150 cm, 250 cm