


Huge 1 - Zestaw mat ortopedycznych



Opis produktu:

Zestaw Huge 1 to kompleksowe rozwiązanie do stymulacji sensorycznej i rozwoju motorycznego dzieci chodzących. Składa się z 13 elementów o różnorodnych teksturach, wspierając prawidłowe formowanie łuku stopy, wzmacnianie mięśni i poprawę koordynacji. Wykonany z bezpiecznego, zmiękzonego PCV, zestaw oferuje wieloaspektowe wsparcie rozwoju dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WSZECHESTRONNA STYMULACJA SENSORYCZNA

Zestaw Huge 1

Zestaw Huge 1 to kompleksowe rozwiązanie dedykowane dzieciom chodzącym, mające na celu prawidłowe formowanie łuku stopy oraz wzmocnienie napięcia mięśniowego kończyn dolnych i środkowej części ciała. Zróżnicowanie powierzchni zawartych w zestawie zapewnia wieloaspektową stymulację sensoryczną, co jest kluczowe dla rozwoju motorycznego dziecka.

Wszechstronne korzyści

- Wzmacnianie mięśni stóp, kostek, kolan i tułowia
- Wspieranie rehabilitacji koślawych kostek
- Pomoc w eliminacji nieprawidłowych nawyków chodu
- Stymulacja układu proprioceptywnego
- Rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej

Zestaw Huge 1 nie tylko wspomaga rozwój fizyczny, ale również stymuluje wyobraźnię oraz

motorykę małą.

Skład zestawu

Zestaw Huga 1 składa się z 13 elementów o różnorodnych teksturach i twardości:

- 1x Trawa (miękka)
- 1x Jaja Dinozaura (miękka)
- 1x Kamyki (twarda)
- 1x Muffik (twarda)
- 1x Kasztany (twarda)
- 1x Orzechy
- 1x Las
- 3x Twister (twarda)
- 1x Wybrzeże (miękka)
- 1x Kłody
- 1x Jeź

Wsparcie rozwoju

Zestaw Huga 1 wspiera rozwój dziecka w wielu aspektach:

- Formowanie prawidłowego łuku stopy
- Wzmacnianie mięśni głębokich i układu głębokiej stabilizacji kręgosłupa
- Rozwój koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej
- Stymulacja receptorów stóp
- Poprawa krążenia krwi w kończynach dolnych

Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV
Przeznaczenie: Dla dzieci chodzących
Kategoria: Maty sensoryczne
Liczba elementów: 13
Główne zastosowanie: Rozwój motoryczny
Główne zastosowanie: Rehabilitacja
Poziom twardości: Mieszane
Numer katalogowy: MFK-026-1
Wymiary: Standardowe (29.79 x 29.79 cm)
Wymiary: 29.79 x 29.79 cm
Zgodność z normami: EN 71-1: 2014 + A1: 2018
Zgodność z normami: EN 71-2: 2011 + A1: 2014
Zgodność z normami: EN 71-3: 2019-08

Model: