



Muffik - Zestaw mat ortopedycznych dla psa

Opis produktu:

Profesjonalny zestaw 8 mat ortopedycznych Muffik o wymiarach 29,79 × 29,79 cm, przeznaczony do stymulacji neurologicznej szceniąt oraz rehabilitacji dorosłych psów. Różnorodne faktury powierzchni wspierają rozwój motoryczny, równowagi i koordynacji ruchowej. Maty wykonane ze zmiękzonego PCV, testowane zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 71.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MUFFIK

Zestaw mat ortopedycznych dla psa

Maty ortopedyczne Muffik są narzędziem do stymulacji neurologicznej szceniąt. Zróżnicowane powierzchnie mat wspierają rozwój układu nerwowego poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców sensorycznych podczas codziennej aktywności. System mat pomaga w naturalnym rozwoju koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi u młodych psów.

Wsparcie w rozwoju i rehabilitacji

Maty znajdują zastosowanie zarówno w rozwoju szceniąt, jak i w pracy z dorosłymi psami. Mogą być wykorzystywane w rehabilitacji pourazowej, treningu podstawowym oraz ćwiczeniach równowagi. Różnorodność tekstur pozwala na stopniowanie trudności ćwiczeń i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb zwierzęcia.

Osiem różnych powierzchni

W skład zestawu wchodzi 8 mat o wymiarach 29,79 × 29,79 cm, każda o innej fakturze: trawa twarda, las twardy, łąka twarda, kamyki twarde, korzenie miękkie, kłody twarde, Muffik twardy oraz orzechy twarde. Maty wykonane są ze zmiękczonego PCV, co łączy trwałość z bezpieczeństwem użytkowania.

Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV
Kategoria: Maty sensoryczne
Liczba elementów: 8
Główne zastosowanie: Stymulacja sensoryczna
Główne zastosowanie: Rehabilitacja
Poziom twardości: Mieszane
Numer katalogowy: MFK-069
Wymiary: 29.79 × 29.79 cm
Wymiary: Standardowe (29.79 x 29.79 cm)
Zgodność z normami: Tak

Model: