

FREEWALKER - Chodzik neurologiczny z regulacją wysokości



Opis produktu:

FREEWALKER to chodzik neurologiczny z regulacją wysokości, wspierający rehabilitację pacjentów. Umożliwia samodzielne poruszanie się, odciążając kończyny dolne. Przeznaczony do użytku w placówkach medycznych i w domu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

CHODZIK NEUROLOGICZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

FREEWALKER

FREEWALKER to chodzik neurologiczny z regulacją wysokości, stworzony z myślą o wspomaganiu rehabilitacji pacjentów. Umożliwia samodzielne poruszanie się, jednocześnie odciążając kończyny dolne poprzez ergonomiczne wsparcie dla kończyn górnych.

Chodzik jest przeznaczony do użytku w różnych placówkach medycznych, takich jak szpitale, sanatoria, domy opieki, a także do zastosowania domowego pod nadzorem lekarza.

Solidna konstrukcja

Chodzik FREEWALKER wyróżnia się trwałą konstrukcją wykonaną ze spawanych rur stalowych, malowanych proszkowo. Komfort użytkowania dają tapicerowane podłokietniki oraz kółka jezdne pokryte niebrudząca gumą.

Spawane rury stalowe dla większej stabilności Malowanie proszkowe zwiększające trwałość powłoki Tapicerowane podłokietniki Kółka jezdne z niebrudzącej gumy

Cechy urządzenia

Regulacja wysokości

Podłokietniki regulowane w zakresie 96,3 cm - 131,8 cm, łatwo dostosowywane do potrzeb pacjenta.

Duża wytrzymałość

Maksymalne obciążenie do 150 kg.

Dodatkowe akcesoria

Koszyk o maksymalnym obciążeniu 3 kg i mocowanie do kul łokciowych. Akcesoria należy dokupić osobno.

System blokady kół

Łatwa aktywacja i dezaktywacja blokady kół za pomocą dźwigni na tylnych kołach.

Bezpieczeństwo i komfort

Tapicerowane podłokietniki i stabilna konstrukcja zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Zwiększona mobilność

Cztery kółka jezdne pokryte niebrudząca gumą umożliwiają płynne poruszanie się po różnych powierzchniach, ułatwiając codzienną rehabilitację.

Dane techniczne

Głębokość	85,4 cm
Szerokość	76 cm

Regulacja wysokości	96,3 cm - 131,8 cm
Maksymalne obciążenie chodzika	150 kg
Maksymalne obciążenie koszyka	3 kg
Maksymalne obciążenie haczyka	3 kg
Maksymalne bezpieczne nachylenie podłoża	5°
Masa chodzika	23,7 kg

Informacje:**Model:**