


Puzzle dotykowe - Zestaw mat ortopedycznych



Opis produktu:

Zestaw mat ortopedycznych Puzzle dotykowe składa się z 12 elementów o różnych fakturach, zaprojektowanych we współpracy z fizjoterapeutami. Maty stymulują receptory stóp, poprawiają koncentrację, wspierają rozwój motoryki małej oraz wzmacniają mięśnie stóp i nóg. Produkt pomaga w kształtowaniu prawidłowego łuku stopy i może być stosowany w rehabilitacji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ZESTAW MAT ORTOPEDYCZNYCH

Puzzle dotykowe

Zestaw mat ortopedycznych Puzzle dotykowe to narzędzie łączące zabawę z rozwojem sensorycznym i motorycznym. Wykorzystując zasadę gry w pexeso, produkt ten przenosi doświadczenia czuciowe ze stóp na dłoń, wspierając koncentrację, rozwój motoryki małej oraz stymulując połączenia między półkulami mózgu.

Różnorodność powierzchni mat sprzyja prawidłowemu kształtowaniu łuku stopy oraz wzmacnianiu napięcia mięśniowego kończyn dolnych i środkowej części ciała. Jest to szczególnie istotne dla dzieci stawiających pierwsze kroki.

Korzyści zdrowotne

- Poprawa koncentracji i zdolności skupienia uwagi
- Wsparcie rozwoju motoryki małej, inteligencji i pamięci
- Stymulacja tworzenia połączeń między prawą i lewą półkulą mózgu
- Wzmocnienie mięśni stóp, kostek, kolan i tułowia
- Pomoc w eliminacji chodzenia na palcach
- Masaż refleksologiczny i akupunkturowy podeszwy stopy
- Zapobieganie i rehabilitacja zapadniętego łuku stopy

Zawartość zestawu

Zestaw składa się z 12 elementów o różnorodnych fakturach, zaprojektowanych we współpracy z fizjoterapeutami:

- 4 duże maty: trawa miękka, twarde wybrzeże, łąka miękka, muszle twarde
- 4 mini maty: trawa miękka, ślimak twardy, łąka miękka, rozgwiazda twarda
- 4 breloki: trawa, ślimak, łąka, muszle

Zróżnicowanie tekstur stymuluje receptory stóp, naśladując naturalne powierzchnie, takie jak kamienie, trawa czy leśne ścieżki.

Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV
Kategoria: Maty sensoryczne
Liczba elementów: 12
Główne zastosowanie: Rozwój motoryczny
Główne zastosowanie: Stymulacja sensoryczna
Poziom twardości: Mieszane
Numer katalogowy: MFK-070
Wymiary: Mieszane
Wymiary: Standardowe: 29.79 x 29.79 cm
Wymiary: Mini: 14.25 x 17.3 cm
Zgodność z normami: EN 71-1:2014 + A1:2018
Zgodność z normami: EN 71-2:2011 + A1:2014
Zgodność z normami: EN 71-3:2019-08

Model: