

## Wąż - Rozszerzenie zestawu mat ortopedycznych

### Opis produktu:

Rozszerzenie zestawu mat ortopedycznych Wąż to dodatkowe elementy wzbogacające możliwości terapeutyczne i rozwojowe. Dostępne w kolorze grafitowym (MFK-052-1) i liliowym (MFK-052-2), wspierają rehabilitację stóp, kostek i kolan, wzmacniają mięśnie głębokie oraz układ stabilizacji kręgosłupa. Zróżnicowana powierzchnia mat stymuluje receptory stóp, wspomaga prawidłowe formowanie sklepienia stopy i rozwija umiejętności motoryczne.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### ROZSZERZENIE ZESTAWU MAT ORTOPEDYCZNYCH

### Wąż - dodatkowe elementy

Rozszerzenie zestawu Wąż to doskonale uzupełnienie podstawowego zestawu mat ortopedycznych. Dodatkowe elementy pozwalają na zwiększenie różnorodności ćwiczeń i dostosowanie układu do indywidualnych potrzeb. Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: grafitowym (MFK-052-1) i liliowym (MFK-052-2), elementy rozszerzenia umożliwiają tworzenie bardziej złożonych i wymagających układów.

### Szerokie zastosowanie

Zestaw Wąż został opracowany jako funkcjonalna równoważnia, której celem jest wzmocnienie różnych partii ciała:

- Okolice stóp, kostek, kolan i bioder
- Mięśnie głębokie

- Układ głębokiej stabilizacji kręgosłupa

Regularne korzystanie z zestawu może przyczynić się do poprawy postawy ciała i wspierać zdrowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego.

## Korzyści i wspieranie rozwoju

- Wsparcie w rehabilitacji koślawych kostek
- Pomoc w eliminacji nieprawidłowego stawiania nóg do środka
- Przeciwdziałanie chodzeniu na palcach
- Zapobieganie zapadaniu się łuku stopy
- Wsparcie w rehabilitacji zapadniętego łuku stopy
- Rozwijanie wyobraźni
- Doskonalenie motoryki małej
- Poprawa koordynacji ruchowej
- Wzmacnianie orientacji w przestrzeni
- Ćwiczenie orientacji prawo-lewo
- Zwiększanie szybkości reakcji

### Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV  
Przeznaczenie: fizjoterapia  
Przeznaczenie: rozwój motoryczny  
Przeznaczenie: Rehabilitacja  
Kategoria: Maty sensoryczne  
Liczba elementów: 4  
Główne zastosowanie: Rehabilitacja  
Główne zastosowanie: Trening równowagi  
Poziom twardości: Mieszane  
Wymiary: Standardowe (29.79 x 29.79 cm)  
Dostępne kolory: Grafitowy (MFK-052-1)  
Dostępne kolory: Liliowy (MFK-052-2)  
Skład zestawu: 2x tułów prosty węża  
Skład zestawu: 2x zakrzywiony tułów węża  
Zgodność z normami: EN 71-1: 2014 + A1: 2018  
Zgodność z normami: EN 71-2: 2011 + A1: 2014  
Zgodność z normami: EN 71-3: 2019-08  
Zgodność z normami: Tak

### Model:

Kolor: Liliowy, Grafitowy