

Wąż - Rozszerzenie zestawu mat ortopedycznych

Opis produktu:

Rozszerzenie zestawu mat ortopedycznych Wąż to dodatkowe elementy wzbogacające możliwości terapeutyczne i rozwojowe. Dostępne w kolorze grafitowym (MFK-052-1) i liliowym (MFK-052-2), wspierają rehabilitację stóp, kostek i kolan, wzmacniają mięśnie głębokie oraz układ stabilizacji kręgosłupa. Zróżnicowana powierzchnia mat stymuluje receptory stóp, wspomaga prawidłowe formowanie sklepienia stopy i rozwija umiejętności motoryczne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ROZSZERZENIE ZESTAWU MAT ORTOPEDYCZNYCH

Wąż - dodatkowe elementy

Rozszerzenie zestawu Wąż to doskonale uzupełnienie podstawowego zestawu mat ortopedycznych. Dodatkowe elementy pozwalają na zwiększenie różnorodności ćwiczeń i dostosowanie układu do indywidualnych potrzeb. Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: grafitowym (MFK-052-1) i liliowym (MFK-052-2), elementy rozszerzenia umożliwiają tworzenie bardziej złożonych i wymagających układów.

Szerokie zastosowanie

Zestaw Wąż został opracowany jako funkcjonalna równoważnia, której celem jest wzmocnienie różnych partii ciała:

- Okolice stóp, kostek, kolan i bioder
- Mięśnie głębokie

- Układ głębokiej stabilizacji kręgosłupa

Regularne korzystanie z zestawu może przyczynić się do poprawy postawy ciała i wspierać zdrowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego.

Korzyści i wspieranie rozwoju

- Wsparcie w rehabilitacji koślawych kostek
- Pomoc w eliminacji nieprawidłowego stawiania nóg do środka
- Przeciwdziałanie chodzeniu na palcach
- Zapobieganie zapadaniu się łuku stopy
- Wsparcie w rehabilitacji zapadniętego łuku stopy
- Rozwijanie wyobraźni
- Doskonalenie motoryki małej
- Poprawa koordynacji ruchowej
- Wzmacnianie orientacji w przestrzeni
- Ćwiczenie orientacji prawo-lewo
- Zwiększanie szybkości reakcji

Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV
Przeznaczenie: rozwój motoryczny
Przeznaczenie: Rehabilitacja
Przeznaczenie: fizjoterapia
Kategoria: Maty sensoryczne
Liczba elementów: 4
Główne zastosowanie: Rehabilitacja
Główne zastosowanie: Trening równowagi
Poziom twardości: Mieszane
Wymiary: Standardowe (29.79 x 29.79 cm)
Dostępne kolory: Grafitowy (MFK-052-1)
Dostępne kolory: Liliowy (MFK-052-2)
Skład zestawu: 2x tułów prosty węża
Skład zestawu: 2x zakrzywiony tułów węża
Zgodność z normami: EN 71-1: 2014 + A1: 2018
Zgodność z normami: EN 71-2: 2011 + A1: 2014
Zgodność z normami: EN 71-3: 2019-08
Zgodność z normami: Tak

Model:

Kolor: Liliowy, Grafitowy