




Ręka/Noga - Zestaw mat ortopedycznych



Opis produktu:

Składający się z 16 elementów wykonanych ze zmiękzonego PCV, zestaw Ręka/Noga wspiera rozwój koordynacji, orientacji przestrzennej i szybkości reakcji. Zaprojektowany we współpracy z fizjoterapeutami, nadaje się do użytku w rehabilitacji, terapii zajęciowej i edukacji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WSZECHSTRONNY TRENING

Aktywny zestaw Ręka i Noga

Zestaw mat ortopedycznych Ręka/Noga to kompleksowe narzędzie do treningu zarówno ciała, jak i umysłu. Składający się z 16 elementów zestaw został starannie zaprojektowany we współpracy z fizjoterapeutami, aby wspierać rozwój kluczowych umiejętności motorycznych i poznawczych.

Maty wykonane ze zmiękzonego PCV o wymiarach 29,79 × 29,79 cm oferują komfort użytkowania i trwałość. Zestaw obejmuje po 4 elementy każdego rodzaju: prawa dłoń, lewa dłoń, prawa stopa i lewa stopa.

Korzyści dla użytkownika

- Rozwój wyobraźni i kreatywności
- Poprawa koordynacji ruchowej
- Doskonalenie orientacji w przestrzeni
- Wzmocnienie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony

- Trening szybkości reakcji
- Wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i środka ciała
- Stymulacja obu półkul mózgowych

Zestaw Ręka/Noga może być wykorzystywany w różnych ćwiczeniach, wspierając zarówno rozwój fizyczny, jak i umysłowy użytkowników w każdym wieku.

Wszechstronne zastosowanie

Zestaw znajduje zastosowanie w wielu obszarach:

- Rehabilitacja po urazach kończyn dolnych i górnych
- Terapia zajęciowa dla osób w różnym wieku
- Trening koordynacji dla sportowców
- Zabawy edukacyjne dla dzieci
- Ćwiczenia dla seniorów wspierające utrzymanie sprawności

Dzięki swojej uniwersalności zestaw może być wykorzystywany w gabinetach fizjoterapeutycznych, szkołach, przedszkolach, a także w warunkach domowych.

Informacje:

Materiał: Zmiękczone PCV
Przeznaczenie: Tak
Kategoria: Maty sensoryczne
Liczba elementów: 16
Główne zastosowanie: Rozwój motoryczny
Główne zastosowanie: Trening równowagi
Poziom twardości: Mieszane
Wymiary: 29.79 × 29.79 cm
Wymiary: Standardowe (29.79 x 29.79 cm)
Skład zestawu: 4x prawa dłoń
Skład zestawu: 4x lewa dłoń
Skład zestawu: 4x prawa stopa
Skład zestawu: 4x lewa stopa
Zgodność z normami: EN 71-1:2014 + A1:2018
Zgodność z normami: EN 71-2:2011 + A1:2014
Zgodność z normami: EN 71-3:2019-08

Model:

Kolor: Beżowy, Niebieski, Grafitowy, Liliowy