

Prestige M-S3 - stół do masażu i rehabilitacji - kolor grafitowy

Opis produktu:

Stół do masażu Prestige M-S3 jest wyposażony w system **Hallotronic®** oraz **Personal Authorization System**, zapewniający komfortową i wygodną pracę z pacjentem.

Zagłówek można łatwo regulować za pomocą sprężyny gazowej. Posiada również profilowany otwór na twarz z zatyczką. Stół wyposażony jest w antypoślizgowe gumowe stopki z możliwością regulacji do 1 cm.

Prestige M-S3 - Stół do masażu i rehabilitacji firmy **Meden-Inmed** jest doceniany przez terapeutów na całym świecie.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Prestige M-S3 - Stół do masażu

Stół do masażu i rehabilitacji **Prestige M-S3** jest wyposażony w system **Hallotronic®** oraz **Personal Authorization System (PAS)** zapewniający komfortową i wygodną pracę z pacjentem. Zagłówek można łatwo regulować za pomocą sprężyny gazowej. Posiada również profilowany otwór na twarz z zatyczką. Stół wyposażony jest w antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją do 1 cm.

Stół do masażu i rehabilitacji **Prestige M-S3** firmy **Meden-Inmed** jest doceniany przez terapeutów na całym świecie.

Seria Prestige

Wyjątkowe doświadczenie dla Twoich pacjentów

Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest równie ważny jak jego rezultaty. Dzięki stołom do masażu z serii Prestige możesz zagwarantować swoim pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas terapii!

Cechy stołu do masażu Prestige M-S3:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Regulowany zagłówek od -70° do $+40^{\circ}$ ze sprężyną gazową

Otwór na twarz w zagłówku z 2 wyjmowanymi zatyczkami (okrągłą i półksiężycową)

Regulowana sekcja nożna od -10° do 80° z 2 sprężynami gazowymi

Uchwyt zwalniający system sprężyn gazowych w sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu

Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu

Personal Authorization System (PAS) z 2 magnetycznymi kluczami bezpieczeństwa

System Hallotronic® do elektrycznej regulacji wysokości góra/dół od 47 do 95 cm z udźwigiem do 225 kg

Rodzaje podstawy

Możesz wybrać między systemem jezdny F0 i F4. System F0 składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek pozwala na przemieszczanie stołu Prestige poprzez uniesienie go z jednej strony. System jest zalecany dla użytkowników, którzy rzadziej przemieszczają swój stół Prestige. System F4 składający się z 4 kółek kierunkowych z centralnym hamulcem pozwala na bardzo łatwe i szybkie przemieszczanie stołu Prestige z pacjentem lub bez.

F0 - System jezdny

Składa się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek do przemieszczania stołu Prestige poprzez uniesienie go z jednej strony. Jest zalecany dla użytkowników, którzy rzadziej przemieszczają swój stół Prestige.

F4 - System jezdny

Składa się z 4 kółek kierunkowych z centralnym hamulcem, co pozwala na bardzo łatwe i szybkie przemieszczanie stołu Prestige z pacjentem lub bez.

Technologie

Personal Authorization System (PAS)

Stoły posiadają zintegrowany elektroniczny moduł sterujący umożliwiający regulację wysokości. Każdy stół Prestige jest wyposażony w dwa magnetyczne klucze bezpieczeństwa (klucze PAS) w celu zapobiegania nieuprawnionemu użyciu stołu, które może prowadzić do poważnych wypadków i roszczeń odszkodowawczych.

Technologia Hallotronic®

Dbamy o Twój komfort pracy! Dlatego wynaleźliśmy unikalny System Hallotronic®, który umożliwia regulację wysokości góra/dół za pomocą hallotronów bez użycia przełączników mechanicznych. Dzięki Systemowi Hallotronic® możesz wybrać odpowiednią wysokość swojego stołu Prestige bez wysiłku i hałasu.

Stoły do masażu Prestige są szeroko stosowane w:

Sanatoria

Stoły do masażu z serii Prestige są najlepszym wyborem dla sanatoriów, oferując kompleksowy zakres rozwiązań zaprojektowanych, aby spełnić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Zbudowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i precyzyjnego wykonania, stoły te w pełni **wspierają proces rekonwalescencji i relaksacji** klienta.

Kliniki rehabilitacyjne

Stoły do masażu Prestige są niezrównane w swojej klasie, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla ośrodków rehabilitacyjnych, które są kluczowe dla procesu rekonwalescencji i **poprawy jakości życia pacjentów**. Stoły te oferują nie tylko komfort, ale także **skuteczną terapię**, dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnemu wykonaniu.

Akcesoria

Kliny

Wałki

Uchwyt na papier

Mata ochronna

Pas stabilizujący

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 205 cm
Masa: 100 kg
Kąt regulacji sekcji przedniej: -70 – +40°
Kąt regulacji sekcji tylnej: -10 – +80°
Linia: Prestige
Liczba sekcji: 3
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 225 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leżysko: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: OM076 - Grafitowy
System jezdny: F4
Kolor ramy: jasny