



Prestige M-S5 - stół do masażu i rehabilitacji

Opis produktu:

Stół do masażu Prestige M-S5 jest wyposażony w system **Hallotronic®** oraz **Personal Authorization System**, zapewniający komfortową i wygodną pracę z pacjentem.

Zagłówek można łatwo regulować za pomocą sprężyny gazowej. Posiada również profilowany otwór na twarz z zatyczką. Stół wyposażony jest w antypoślizgowe gumowe stopki z możliwością regulacji do 1 cm.

Prestige M-S5 - Stół do masażu i rehabilitacji firmy **Meden-Inmed** jest doceniany przez terapeutów na całym świecie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Prestige M-S5 - Stół do masażu

Stół do masażu i rehabilitacji **Prestige M-S5** jest wyposażony w innowacyjny system **Hallotronic®** oraz **Personal Authorization System** zapewniający komfortową i wygodną pracę z pacjentem. Zagłówek można łatwo regulować za pomocą sprężyny gazowej. Posiada również profilowany otwór na twarz z zatyczką. Stół jest wyposażony w antypoślizgowe gumowe nóżki z możliwością regulacji do 1 cm.

Prestige M-S5 - Stół do masażu i rehabilitacji firmy **Meden-Inmed** jest doceniany przez terapeutów na całym świecie.

Seria Prestige

Wyjątkowe doświadczenie dla Twoich pacjentów

Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest równie ważny jak jego rezultaty. Dzięki stołom do masażu z serii Prestige możesz zagwarantować swoim pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas terapii!

Stół do masażu Prestige M-S5 posiada:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Regulowana sekcja głowy od -70° do $+40^{\circ}$ ze sprężyną gazową

Otwór na twarz w sekcji głowy z 2 wymiennymi osłonami (okrągłą i półksiężycową)

Gumowe nóżki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu

System Personal Authorization System z 2 magnetycznymi kluczami bezpieczeństwa

System Hallotronic® do elektrycznej regulacji wysokości góra/dół od 47 do 95 cm z udźwigiem do 225 kg

Możliwość regulacji podłokietników za pomocą systemu SmartS4Arms

Rodzaje podstaw

Możesz wybrać między systemem jezdny F0 i F4. System F0 składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek pozwala na przemieszczanie stołu Prestige poprzez uniesienie go z jednej strony. System jest zalecany dla użytkowników, którzy rzadziej przemieszczają swój stół Prestige. System F4 składający się z 4 kółek kierunkowych z centralnym hamulcem pozwala na bardzo łatwe i szybkie przemieszczanie stołu Prestige z pacjentem lub bez.

F0 - System jezdny

Składa się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek do przemieszczania stołu Prestige poprzez uniesienie go z jednej strony. Jest zalecany dla użytkowników, którzy rzadziej przemieszczają swój stół Prestige.

F4 - System jezdny

Składa się z 4 kółek kierunkowych z centralnym hamulcem, umożliwiającym bardzo łatwe i szybkie przemieszczanie stołu Prestige z pacjentem lub bez.

Technologie

Personal Authorization System (PAS)

Stoły posiadają zintegrowaną elektroniczną jednostkę sterującą umożliwiającą regulację wysokości. Każdy stół Prestige jest wyposażony w dwa magnetyczne klucze bezpieczeństwa (klucze PAS) w celu zapobiegania nieuprawnionemu użyciu stołu, które może prowadzić do poważnych wypadków i roszczeń odszkodowawczych.

Technologia Hallotronic®

Dbamy o Twój komfort pracy! Dlatego wynaleźliśmy unikalny System Hallotronic®, który umożliwia regulację wysokości góra/dół za pomocą hallotronów bez użycia przełączników mechanicznych. Dzięki Systemowi Hallotronic® możesz bez wysiłku i hałasu wybrać odpowiednią wysokość swojego stołu Prestige.

TechnologiaSmartS4Arms

SmartS4Arms to system płynnej bezśrubowej regulacji podłokietników. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem podłokietników w czasie zabiegu.

Stoły do masażu Prestige są szeroko stosowane w:

Sanatoria

Stoły do masażu z serii Prestige są najlepszym wyborem dla sanatoriów, oferując kompleksowy zakres rozwiązań zaprojektowanych, aby spełnić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Zbudowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i precyzyjnego wykonania, stoły te w pełni **wspierają proces rekonwalescencji i relaksacji** klienta.

Kliniki rehabilitacyjne

Stoły do masażu Prestige są bezkonkurencyjne w swojej klasie, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla ośrodków rehabilitacyjnych, które są kluczowe dla procesu zdrowienia i **poprawy jakości życia pacjentów**. Stoły te oferują nie tylko komfort, ale także **skuteczną terapię**, dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnemu wykonaniu.

Akcesoria

Kliny

Wałki

Uchwyt na papier

Mata ochronna

Pas stabilizacyjny

Dane techniczne

Liczba sekcji	5
Pivot	Nie
Długość [cm]	205
Szerokość [cm]	69
Wysokość [cm]	47-95
Waga [kg]	107
Maks. udźwig [kg]	225

Zasilanie [V / Hz]	230 / 60
--------------------	----------

Informacje:

Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

Model:

Kolor tapicerki: 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard
System jezdny: F4