



## Erigo - dynamiczny stół do pionizacji z funkcją kroczenia

### Opis produktu:

Erigo to zaawansowany, dynamiczny stół do pionizacji pacjenta z funkcją kroczenia firmy Hocoma. Erigo zapewnia wczesną pionizację pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia. Erigo umożliwia cykliczne obciążenie oraz ruch nóg, przeciwdziałające negatywnym efektom długotrwałego leżenia.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Erigo - dynamiczny stół do pionizacji z funkcją kroczenia

**Stół terapeutyczny Erigo** pozwala na pionizację pacjenta i stymulację poprzez system elektronicznych siłowników, fizjologiczny ruch kroczenia inaczej zwany steppingiem. System, który stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwiając wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i krążeniowymi z równoczesną pionizacją.

**System niezależnego sterowania mechanizmem** pionizacji i kroczenia umożliwia dokładną regulację m.in. parametrów ustawienia stołu takich jak kąt nachylenia, prędkość zmiany kąta nachylenia. Pozwala także na dostosowanie parametrów związanych z stymulacją ruchu kroczenia

tj. wzorca ruchu kroczenia, amplitudy i szybkości ruchu kroczenia.

Terapeuta może także regulować kąt wyprostu w stawie biodrowym podczas pionizacji i ruchu kroczenia.

## Zalety terapii z pomocą stołu do pionizacji Erigo:

- dynamiczną pionizację i usprawnianie ruchowe kończyn może zostać zastosowane wcześniej u pacjentów z chorobami neurologicznymi,
- w porównaniu do klasycznej pionizacji pacjenci wykazują lepszą stabilizację krążeniową,
- w trakcie pionizacji ulega obniżeniu podwyższone napięcie mięśniowe,
- pacjenci unieruchomieni w łóżku mogą być mobilizowani i stymulowani,
- konstrukcja stołu odciąża pracę terapeutę,
- istnieje możliwość połączenia obciążania kończyn dolnych pacjenta z dynamiczną pionizacją.

Urządzenie posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42 EEC.

## Prezentacja produktu:

### Dostępne dwie wersje stołu do pionizacji ERIGO:

#### ERIGO BASIC

Specjalistyczny stół terapeutyczny do wertykalizacji pacjentów neurologicznych, umożliwiający cykliczne obciążenie i ruch nóg, przeciwdziałające negatywnym efektom długotrwałego leżenia, z mechanicznym obciążeniem nóg i regulacją wysokości, wyposażony w regulowaną uprząż

#### ERIGO PRO

Urządzenie ERIGO BASIC rozbudowane o stymulację FES, pozwalające na zgięcie w biodrze w zakresie  $0^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  oraz wprowadzenie zróżnicowanych wzorców kroczenia, wyposażone dodatkowo w uprząż stabilizującą głowę oraz wskaźnik obciążenia nóg

## Informacje:

Szerokość: 86 cm  
Długość: 227 cm  
Masa: 300 kg  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 56 - 84 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 135 kg  
Funkcja pionizacji: Tak  
Podgrzewane leże: Nie  
Grubość tapicerki: 70 mm

## Model: