



## Głowica ultradźwiękowa do aparatów DJO - 5 cm2 do serii Mobile 2 - OUTLET

### Opis produktu:

Głowice ultradźwiękowe firmy Chattanooga w różnych rozmiarach do aparatów Intellect Advanced i Intellect Mobile.

- Produkt pełnowartościowy,
- Bez śladów użytkowania,
- Powystawowy.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Głowica ultradźwiękowa do aparatów marki DJO

Wodoodporne, ergonomiczne głowice do aparatów do terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (kombinowanej) z serii Intellect NEO, Intellect Advanced i Intellect Mobile firmy Chattanooga. Wymienne dwuzakresowe głowice wyposażone są w funkcje: podgrzewanie czoła głowicy oraz kontrolę kontaktu głowicy ze skórą.

### Dostępne głowice:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 28900   | 1 cm2, 1-3,3 MHz do serii NEO |
| 28901   | 2 cm2, 1-3,3 MHz do serii NEO |
| 28902   | 5 cm2, 1-3,3 MHz do serii NEO |
| 15-0140 | 1 cm2 do serii Mobile 2       |
| 15-0141 | 2 cm2 do serii Mobile 2       |
|         |                               |

15-0142

5 cm2 do serii Mobile 2

### Informacje:

Kategoria: Aparaty do elektroterapii  
Stan: doskonały

### Model: