



## Waga medyczna Charder do podnośników Levitop/Lifteo - OUTLET

### Opis produktu:

**Waga medyczna Charder MHS2510** do podnośników **Levitop i Lifteo** umożliwia ważenie pacjentów, kórcy znajdujących się w podwieszce.

- Produkt pełnowartościowy,
- Bez śladów użytkowania,
- Powystawowy.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Waga medyczna Charder do podnośników Levitop/Lifteo

Cyfrowa waga medyczna do podnośników została specjalnie zaprojektowana do instalacji między ramieniem a zawieszem podnośnika pacjenta, konstrukcja elementów montażowych umożliwia swobodny ruch zawiesia w zakresie 360 stopni.

Maksymalna masa	300 kg
Minimalna masa	2 kg
Dokładność pomiaru	0,1 kg
Wymiary	122 x 52 x 180 mm
Zasilanie	6 x baterie AAA
Waga urządzenia	1,04 kg
Klasa urządzenia	III pomiarowa

**Informacje:**

Stan: doskonały

**Model:**