


Zestawy dysków do wyciągów Kynett 4 MM - OUTLET



Opis produktu:

Zestawy dysków do wyciągów Kynett, umożliwiające dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń.

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestawy dysków do wyciągów Kynett

Dostępne rozmiary:

Zestaw dysków 2 mm

Zestaw dysków 3 mm

Zestaw dysków 4 mm

Zestaw dysków 6 mm

Zestaw dysków 8 mm

Zestaw dysków 10 mm

Zestaw dysków 12 mm

Zestaw dysków 15 mm

Informacje:

Kategoria: Trening inercyjny
Stan: doskonały

Model:

Kynett - Rozmiar: 4 mm