

Papier termiczny do aparatów EKG MAC 5 i MAC 600 firmy GE Healthcare



Opis produktu:

Papier termiczny do EKG przeznaczony jest do rejestracji i wydruku sygnałów elektrokardiograficznych, stanowiący podstawowe narzędzie diagnostyczne w kardiologii. Wysokiej jakości papier EKG gwarantuje precyzyjne odwzorowanie krzywych serca, co jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji wyników badania i trafnej diagnozy chorób układu krążenia

Papier termiczny do aparatów EKG GE Healthcare (modele MAC 5 i MAC 600) dostępny jest w trzech wariantach:

- A4 (205 mm, składany) – do MAC 5
- A5 (205 mm, składany) – do MAC 5
- 80 mm (składany) – do MAC 600

Papier posiada nadrukowaną czerwoną kratkę milimetrową, która umożliwia dokładny pomiar parametrów EKG, takich jak amplituda i czas trwania załamków czy odstępów, a składana forma (Z-fold) ułatwia podawanie i eliminuje problem zwijania się arkuszy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Papier termiczny do aparatów EKG MAC 5 i MAC 600 firmy GE Healthcare

Papier termiczny do aparatów EKG firmy GE Healthcare to wysokiej jakości produkt przeznaczony

do rejestracji i wydruku wyników badań kardiologicznych. Dostępny jest w trzech wariantach, dopasowanych do najpopularniejszych modeli urządzeń:

Dostępne warianty:

Papier A4 do aparatu EKG MAC 5, czerwona kratka, 205 mm szerokość, składany

Papier termiczny przeznaczony do aparatu EKG MAC 5 firmy GE Healthcare. Wysokiej jakości składanka o szerokości 205 mm, z nadrukowaną czerwoną kratką, umożliwia precyzyjne i czytelne odwzorowanie krzywych EKG. Format A4 zapewnia wygodę archiwizacji oraz kompatybilność z urządzeniem. Składana forma ułatwia podawanie papieru do drukarki aparatu i eliminuje problem zwijania się arkuszy.

Cechy produktu:

- Przeznaczenie: aparat EKG MAC 5 (GE Healthcare)
- Format: A4, składany (Z-fold)
- Szerokość: 205 mm
- Nadruk: czerwona kratka
- Typ papieru: termiczny
- Zastosowanie: rejestracja i wydruk wyników badań EKG

Papier spełnia wymagania jakościowe do medycznych urządzeń diagnostycznych i gwarantuje wyraźny oraz trwały wydruk wykresów EKG.

Papier A5 do aparatu EKG MAC 5, czerwona kratka, 205 mm szerokość, składany

Papier termiczny A5 o szerokości 205 mm, z nadrukowaną czerwoną kratką, przeznaczony do rejestracji zapisów EKG w aparacie MAC 5 firmy GE HealthCare. Składana forma (Z-fold, Block Queue) umożliwia łatwe podawanie papieru do urządzenia i zapewnia wygodę użytkowania. Papier dedykowany jest do precyzyjnego odwzorowania krzywych EKG, gwarantując czytelność i trwałość wydruków.

Cechy produktu:

- Przeznaczenie: aparat EKG MAC 5 (GE HealthCare)
- Format: A5, składany (Z-fold)
- Szerokość: 205 mm
- Nadruk: czerwona kratka
- Typ papieru: termiczny
- Zastosowanie: rejestracja i wydruk wyników badań EKG

Termoczuły papier rejestracyjny GE HealthCare umożliwia uzyskanie precyzyjnych i wyraźnych zapisów z aparatów EKG, co jest kluczowe dla skutecznej diagnostyki kardiologicznej. Produkt spełnia wysokie standardy jakościowe wymagane w medycynie i jest w pełni kompatybilny z urządzeniami GE HealthCare.

Papier do aparatu EKG MAC 600, czerwona kratka, 75 mm szerokość, składany

Papier termiczny przeznaczony do rejestracji wyników badań EKG w aparacie MAC 600 firmy GE Healthcare. Produkt w formie składanki (Z-fold), o szerokości 75 mm z nadrukowaną czerwoną kratką, zapewnia wyraźny i czytelny zapis krzywych EKG. Wysoka jakość papieru gwarantuje trwałość wydruku oraz bezproblemową pracę urządzenia.

Cechy produktu:

- Przeznaczenie: aparat EKG MAC 600 (GE Healthcare)
- Format: składanka (Z-fold)
- Szerokość: 75 mm
- Nadruk: czerwona kratka
- Typ papieru: termiczny

Papier spełnia wymogi jakościowe stawiane wyrobom medycznym, gwarantując wyraźny, nie rozmazujący się wydruk oraz ochronę mechanizmów drukujących w aparacie EKG. Produkt dedykowany do codziennego użytku w diagnostyce kardiologicznej.

Dane techniczne:

Nazwa	Ilość	Numer katalogowy
MAC 5 A4 (Papier A4, szer. 205 mm, składanka)	150 arkuszy	2104772-001
MAC 5 A5 (Papier A5, szer. 205 mm, składanka)	150 arkuszy	5684683
MAC 600 (Papier 80 mm, szer. 75 mm, składanka)	280 arkuszy	2104773-001

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria

Model:

MAC 5 i MAC 600 - Papier EKG: MAC 5 A4 (1 op. Papier A4, szer. 205 mm, składanka, 150 arkuszy), MAC 5 A5 (1 op. Papier A5, szer. 205 mm, składanka, 150 arkuszy), MAC 600 (1 op. Papier 80 mm, szer. 75 mm, składanka, 280 arkuszy)