

Spodnie i mankiety KD do terapii uciskowej Lympha Press Mini i Optimal - OUTLET




Opis produktu:

Akcesoria do terapii uciskowej do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego firmy MEGO AFEK

- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do terapii uciskowej firmy Mego Afek

Akcesoria kompatybilne z urządzeniami sekwencyjnego masażu ciśnieniowego **Mego Afek**: Lympha Press Mini oraz Lympha Press Optimal.

Comfysleeve Leg

12 - komorowy mankieta na kończynę dolną - uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość cholwki do wyboru 65 / 75 / 85 cm.

Comfysleeve

12 - komorowa półkurtka - dla pacjentek po mastektomii, obejmująca rękę, bark, klatkę piersiową z jamą brzuszną i dołem pachowym, uszyta w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping). Dostępna w wersji lewej lub prawej, obwód klatki max. 125 cm.

Lympha Jacket

24 - komorowa kurtka - do łączonych zabiegów na rękach, klatce piersiowej, barkach, plecach i brzuchu. Uszyta w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), obwód klatki piersiowej max. 123 cm.

Lympha Pants

24 - komorowe spodnie do połączonych zabiegów na biodrach, udach, pośladkach i nogach. Uszyty w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), długość 152 cm, obwód w pasie 135 cm.

Zipper Arm Sleeve

12 - komorowy mankiet na kończynę górną do urządzeń MINI i OPTIMAL. Uszyty w systemie nachodzących na siebie komór, długość 82 cm, z dwiema opaskami mocującymi prawa/lewa strona.

Lympha Pod

LymphaPod® to **40-komorowy śpiwór** przeznaczony do zabiegów na całą dolną część ciała, w tym nogi, biodra i brzuch. Śpiwór przeznaczony do stosowania u pacjentów o wadzie 150 - 350 kg.

Informacje:

Kategoria: Pessaroterapia
Kategoria: Terapia uciskowa
Stan: dobry

Model:

Terapia uciskowa MEGO AFEK: 12 - komorowy mankiet na kończynę dolną
Długość mankietów Mego Afek: 65