



## Podstawa jezdna do lampy Solmed - OUTLET

### Opis produktu:

Pięciokołowa podstawa jezdna do lamp zabiegowych zwiększa komfort pracy w gabinecie lekarskim lub na sali operacyjnej, pozwalając na sprawne i płynne przemieszczenie. Blokowane kółka i stalowa konstrukcja zapewniają pewną stabilizację.

Uniwersalne złącze PIN 16 zwiększa wszechstronność wykorzystania statywu.

- Produkt pełnowartościowy,
- powystawowy.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Informacje:

Kategoria: Pozostałe  
 Stan: doskonały

#### Model: