

Reflex Roll - podwójna piłka do masażu

Opis produktu:

Podwójna piłka do masażu z wypustkami sensorycznymi, dostosowująca się do naturalnych krzywizn ciała. Wspomaga stymulację przepływu krwi i tkanek głębokich mięśni.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Reflex Roll

Reflex Roll to piłka do masażu, która dostosowuje się do naturalnych krzywizn ciała. Wypustki sensoryczne rozmieszczone na powierzchni wałka wspierają stymulację przepływu krwi i tkanek głębokich mięśni.

Piłka sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach terapeutycznych, od aktywacji mięśni po ćwiczenia rozluźniające. Możliwość regulacji twardości poprzez dopompowanie pozwala dostosować narzędzie do indywidualnych potrzeb.

Obszary zastosowania

- Masaż stóp i refleksologia
- Terapia mięśniowo-powięziowa
- Masaż pleców
- Ćwiczenia aktywacyjne mięśni
- Techniki rozluźniające

Certyfikacja i bezpieczeństwo

Produkt posiada status wyrobu medycznego klasy I, zgodnego z regulacjami europejskimi. Wykonany jest z materiałów bezpiecznych dla zdrowia, odpowiednich do zastosowań terapeutycznych.

Regulowana twardość wałka pozwala na dostosowanie intensywności masażu do indywidualnych potrzeb i wrażliwości użytkownika.

Dane techniczne

Model	Reflex Roll
Numer referencyjny	97.75
Wymiary	Średnica maks. 8 cm / Długość 14 cm
Kolor	Zielony
Możliwość regulacji twardości	Dostępna poprzez pompowanie
Klasa medyczna wyrobu	Klasa I

Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Rozmiar: Małe piłki

Kolor: zielony

Wymiary: Średnica maks. 8 cm, długość 14 cm

Model: