

Hop Fantasy - Piłka do skakania z uchwytem



Opis produktu:

Hop Fantasy to odświeżona wersja klasycznej piłki Hop, dostępna w kolorach różowym i niebieskim. Wyposażona w ergonomiczny uchwyt, przeznaczona dla dzieci powyżej 5 roku życia. Maksymalna waga użytkownika 45 kg, testowana wytrzymałość do 200 kg. Średnica 45 cm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Hop Fantasy

Hop Fantasy to odświeżona wersja klasycznej piłki Hop, zachowująca wszystkie oryginalne zalety i funkcjonalności. Dostępna w dwóch atrakcyjnych wariantach kolorystycznych: lollipop pink oraz sky blue.

Piłka została zaprojektowana z myślą o bezpiecznej zabawie i rozwoju motorycznym dzieci. Ergonomiczny uchwyt oraz stabilna konstrukcja wspierają utrzymanie prawidłowej postawy podczas użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 5 roku życia
- Wymagany nadzór osoby dorosłej podczas użytkowania
- Rekomendowana waga użytkownika: do 45 kg
- Potwierdzona testami wytrzymałość: do 200 kg
- Zalecane używanie na powierzchni wolnej od ostrych przedmiotów

Warianty kolorystyczne

Hop Fantasy dostępna jest w dwóch atrakcyjnych wersjach kolorystycznych:

- Lollipop pink - żywy różowy odcień
- Sky blue - intensywny odcień błękitu

Oba warianty posiadają identyczne parametry techniczne i właściwości użytkowe.

Dane techniczne

Model	Hop Fantasy
Średnica	45 cm
Zalecany wiek	5+ lat
Maksymalna waga użytkownika	45 kg
Testowana wytrzymałość	200 kg
Wariant różowy - numer katalogowy	80.41
Wariant niebieski - numer katalogowy	80.42

Informacje:

Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka
Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
Rozmiar: Duże piłki
Kolor: niebieski
Kolor: Różowy
Średnica: 45 cm
Rekomendowany wiek: od 5. roku życia
Rekomendowana waga: do 45 kg

Model:

Kolor: Sky blue, Lollipop pink