

Flexi - pompka igłowa

Opis produktu:

Flexi to wydajna pompka igłowa z podwójnym tłokiem i elastycznym przedłużeniem, ułatwiającym pompowanie i chroniącym zawory przed uszkodzeniem. Długość 20,5 cm.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pompka igłowa Flexi

Flexi to pompka igłowa działająca w systemie podwójnego tłoka, wyposażona w elastyczne przedłużenie. Konstrukcja pompki ułatwia proces pompowania i zabezpiecza zawory produktów przed uszkodzeniem.

Elastyczne przedłużenie zwiększa dostępność trudno dostępnych zaworów i redukuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia podczas pompowania.

Dane techniczne

Model	Flexi Needle Pump
Numer katalogowy	99.00
Wymiary	Długość 20,5 cm
Kraj produkcji	Tajwan

Informacje:

Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń

Model: