

Stolik przyłóżkowy L-Style Lux



Opis produktu:

Stolik przyłóżkowy L-Style Lux to praktyczne rozwiązanie łączące funkcjonalność z komfortem użytkowania. Wyposażony w dzielony blat z 7-stopniową regulacją nachylenia części ruchomej (0° - 57°) oraz stabilną konstrukcją na czterech kołach jezdnych. Szeroki zakres regulacji wysokości (62-102 cm) i system blokady kół zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stolik przyłóżkowy L-Style Lux

L-Style Lux to stolik przyłóżkowy łączący praktyczne rozwiązania z wygodą użytkowania. Wyróżnia się podzielonym blatem, składającym się z części ruchomej i stałej, co zwiększa jego funkcjonalność w codziennym zastosowaniu.

Część ruchoma blatu oferuje 7-stopniową regulację kąta nachylenia, umożliwiając dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zakres regulacji od 0° do 57° pozwala na wygodne korzystanie ze stolika z obu stron łóżka.

Stabilna konstrukcja

Konstrukcja stolika opiera się na czterech kołach jezdnych o średnicy 40 mm, z których dwa są wyposażone w system blokady. Ułatwia to przemieszczanie stolika przy jednoczesnym zachowaniu stabilności podczas użytkowania.

Blat zabezpieczono listwą PVC o wymiarach 2 mm x 22 mm, która skutecznie chroni przed zsuwaniem się przedmiotów. Szeroki zakres regulacji wysokości od 62 do 102 cm pozwala na

optymalne dopasowanie pozycji stolika do łóżka i potrzeb użytkownika.

Informacje:

Gwarancja: 2 lata
Zakres regulacji wysokości: 62-102 cm
Dostępne kolory: Buk
Kąt nachylenia blatu: 0° - 57°
Liczba kół z blokadą: 2
Liczba stopni regulacji nachylenia: 7
Wymiary blatu ruchomego: 60 x 40 cm
Wymiary blatu stałego: 15 x 40 cm
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość): 70 x 40 cm
Średnica kół: 40 mm

Model: