

Stolik przyłóżkowy L-Style



Opis produktu:

Stolik przyłóżkowy L-Style to funkcjonalne rozwiązanie łączące wszechstronną regulację z komfortem użytkowania. Wyposażony w regulację wysokości (62-102 cm) oraz siedmiostopniową regulację kąta nachylenia blatu (0°-57°). Cztery kółka, w tym dwa z hamulcami, ułatwiają przemieszczanie i stabilne pozycjonowanie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stolik przyłóżkowy L-Style

Stolik L-Style wyróżnia się szerokim zakresem regulacji wysokości od 62 do 102 cm, co umożliwia dostosowanie do różnych wysokości łóżek. Siedmiostopniowa regulacja kąta nachylenia blatu (0°-57°) pozwala na optymalne ustawienie powierzchni roboczej.

Bezpieczne przemieszczanie

Cztery kółka o średnicy 50 mm umożliwiają łatwe przemieszczanie stolika. Dwa z nich wyposażono w hamulce, co pozwala na stabilne unieruchomienie mebla podczas użytkowania. Błat zabezpieczono listwą PVC o wymiarach 2 x 22 mm, która chroni przedmioty przed zsunięciem.

Informacje:

Gwarancja: 2 lata
Zakres regulacji wysokości: 62-102 cm

Model:

Dostępne kolory: Buk

Kąt nachylenia blatu: 0°-57°

Liczba kół z blokadą: 2

Wymiary blatu: 60 x 40 cm

Wymiary zewnętrzne: 65,5 x 40 cm

Średnica kół: 50 mm