



ZESTAW Podnośnik mobilny pacjenta Lifteo ELA + podwieszka horyzontalna Stretcher Sling

Opis produktu:

Lifteo ELA to podnośnik z elektryczną regulacją rozstawu nóg podstawy oraz zawieszem stałym, 4-punktowym.

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łatwy w obsłudze podnośnik przeznaczony dla pacjentów, których waga nie przekracza 160 kg.

Podnośnik wyróżnia się szerokim wyborem kompatybilnych zawiesi. Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. 35 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy maksymalnym obciążeniu 160 kg.

Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania, regulacji nóg

Zalety:

- elektrycznie regulowany rozstaw nóg,
- koła skrętne 360o z hamulcami,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania, regulacji nóg oraz zawiesia (4ESB-S),
- obrót o 360o,
- awaryjne opuszczanie ramienia.

Kompatybilne zawiesia:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm,
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm,
- **2P65** – stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm,
- **4 PSB** – stałe, 4-punktowe,
- **4 MSB** – manualne, 4-punktowe,
- **4ESB-S** – elektryczne, 4 punktowe do 80 kg.

Główne zastosowanie Lifteo ELA:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

Lifteo ELA - rodzaje podwieszek:

Uniwersalna

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: poliester
- Rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
- Udźwig: 318 kg / 454 kg

- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: nie
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: klipsy

Podwieszki uniwersalne do podnośników Meden-Inmed

Podwieszki toaletowe do podnośników Meden-Inmed

Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Szerokość: 61 cm
Waga: 45 kg
Długość: 128 cm
Wysokość: 136 cm
Maksymalny udźwig: 160 (120)* kg
Regulacja rozstawu: elektryczna
Zakres podnoszenia: 72 - 194 cm
Wysokość nóg podstawy: 9,5 cm
Akumulator: 2,9 Ah
Minimalny promień skrętu: 70 cm
Poziom hałasu: 52 dB
Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak
Rodzaj zawiesia: stałe
Rodzaj zawiesia: manualne
Rozstaw nóg: 49 - 100 cm
Ramię podnoszące obrotowe 360°: Tak
Szerokość podstawy (maks.): 100 / 112 cm
Szerokość podstawy (min.): 49 / 61 cm
Wysokość uchwytu: 96 - 119 cm
Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 7,5 / 10 cm

Model:

Rozmiar podwieszki: M

Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenia /
opuszczania

Funkcje zdalnego sterowania: regulacja nóg

Funkcje zdalnego sterowania: regulacja zawiesia
(zawiesie 4ESB-S)