



Holter EKG SEER 1000

Opis produktu:

Holter EKG GE SEER 1000 firmy **GE HealthCare** to przenośne urządzenie umożliwiające 2-kanalowe monitorowanie EKG przez 48 godzin zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Dzięki kompaktowej i lekkiej budowie, korzystanie z **holtera SEER 1000** zapewnia pacjentom wysoki komfort podczas długotrwałych pomiarów. Opcjonalne oprogramowanie **CardioDay Easy** oferuje różnorodne możliwości analizy **zapisów EKG**, a jego intuicyjny interfejs zapewnia łatwość obsługi dzięki zintegrowanym wskazówkom. Program potrafi wykrywać **obecność rozrusznika serca, migotanie przedsionków** oraz przeprowadzać **analizę odstępów R-R**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Holter EKG SEER 1000

Holter EKG GE SEER 1000 firmy GE HealthCare to przenośne urządzenie umożliwiające 2-kanalowe monitorowanie EKG przez 48 godzin zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

Cechy charakterystyczne

- Opcjonalnie dostępny z oprogramowaniem CardioDay Easy Software do analizy EKG długoterminowych lub bez oprogramowania,
- **Do zastosowania u dorosłych i dzieci,**
- Z wykrywaniem rozrusznika serca,
- Z wykrywaniem migotania przedsionków,
- **Zmienność R-R,**
- Wbudowana pamięć cyfrowa,
- Diody LED sygnalizujące elektrody oraz przycisk zdarzeń,
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po osiągnięciu ustawionego czasu rejestracji,
- **Różne komunikaty akustyczne (np. po włączeniu urządzenia lub oznaczeniu wydarzenia),**
- Doskonały do użytku w klinikach i gabinetach lekarskich,
- **Możliwość eksportu danych w postaci pliku PDF,**
- Transmisja danych za pomocą kabla USB 2.0 HI-speed lub Bluetooth (adapter w zestawie).

Aplikacja SEER 1000

SEER™ 1000 iOS App v1.3 pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć ilość popełnianych błędów oraz usprawnić korzystanie z Holtera dzięki możliwości ściągnięcia skierowań razem z danymi demograficznymi pacjenta bezpośrednio z MUSE™. Od teraz dostępny z obsługą miejsca i lokalizacji!

Ułatwienia w zakresie wygody użytkowania

- Możliwość wykorzystania konta administratora dla wszystkich funkcjonalności,
- Możliwość resetowania rejestratora SEER 1000 przy użyciu konta technika,
- Obsługa lokalizacji i miejsca realizacji skierowań z systemu MUSE.

Informacje:

Kategoria: Holtery

Model: