

Zestaw - Magnetronic MF-24 + głowica + aparat + okulary



Opis produktu:

Wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii. Posiada pole magnetyczne o niskiej częstotliwości z opcją laseroterapii i dotykowym wyświetlaczem.

Zawartość zestawu:

- aparat w kolorze RAL,
- głowica S-3N,
- aplikator APP-100,
- okulary.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Magnetronic MF-24 to wielokanałowy aparat do magnetoterapii i laseroterapii.

Funkcjonalność:

- 5 zabiegów jednocześnie,

W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od pozostałych. Umożliwia to wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii (łącznie 5 zegarów zabiegowych).

- 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,
- w każdym podłączenie na 2 aplikatory,
- niezależny kanał do laseroterapii - możliwość wykonywania zabiegów sondą laserową.

Estetyka:

- nowoczesne wzornictwo sterownika,
- oryginalne wzornictwo aplikatorów,
- całość tworzy niepowtarzalny zestaw,
- możliwość dobrania kolorystyki według potrzeb (opcjonalnie).

Przyjazna obsługa:

- gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń.
- programy własne - możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę,
- indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
- kolorowy, dużych rozmiarów (5,7") ekran graficzny z panelem dotykowym,
- obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety:

- Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego- od 1 do 100 Hz,
- Programy MX1 i MX2 - automatyczna zmiana modulacji,
- Mały ciężar aparatu,
- Regulacja mocy lasera w szerokim zakresie od 1 do 400 mW,
- Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora.

Wyposażenie standardowe:

- instrukcja użytkownika,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- magnes kontrolny - **1 szt.***
- etykiety ostrzegawcze na drzwi LT - **1 kpl.***,

* - W przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Informacje:

Waga: 6.2
Zakres częstotliwości: 1 - 100
Wbudowane programy: 56 gotowych zabiegów
Zapis własnych programów: 50 zabiegów do wpisu indyw.
Wymiary: 142 x 364 x 335
Czas impuls / przerwa: 0.5 - 8
Kształty pola magnetycznego: MX1
Kształty pola magnetycznego: MX2
Kształty pola magnetycznego: trójkąt - unipolarne
Kształty pola magnetycznego: bipolarne
Kształty pola magnetycznego: sinusoida
Kształty pola magnetycznego: prostokąt
Maksymalna indukcja: 0 - 20
Zasilanie: 230 / 50 / 400

Model:

