


Mata do ćwiczeń TrExercise 180



Opis produktu:

Profesjonalna mata do ćwiczeń Airex TrExercise 180 to idealny wybór dla osób aktywnych fizycznie. Wykonana z wysokiej jakości materiału o grubości **0,8 cm** zapewnia maksymalny komfort podczas ćwiczeń. **Długość 180 cm i szerokość 60 cm** gwarantuje przestrzeń dla każdego użytkownika, niezależnie od wzrostu i rodzaju treningu. Mata do ćwiczeń doskonale sprawdza się w domu, na siłowni, podczas zajęć fitness oraz w plenerze. Mata posiada antybakteryjną powłokę **Sanitized**, która chroni przed rozwojem bakterii i grzybów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mata do ćwiczeń TrExercise 180

Profesjonalna mata treningowa Airex TrExercise 180 to idealny wybór dla osób aktywnych fizycznie. Wykonana z wysokiej jakości materiału TPE o grubości 0,8 cm zapewnia maksymalny komfort podczas ćwiczeń.

Zastosowanie:

Fitness

Kluby sportowe

Rehabilitacja

Pilates i Yoga

Kluczowe cechy, które wyróżniają matę TrExercise 180:

- Wyjątkowa lekkość i stabilność podczas ćwiczeń,
- Pełnowymiarowy rozmiar umożliwiający trening całego ciała,
- Zaokrąglone krawędzie zwiększające komfort użytkownika,
- Perfekcyjnie płaska powierzchnia,
- Skuteczne zabezpieczenie przed poślizgiem,

Dostępny w dwóch kolorach:

Błękitny i brązowy - zostały starannie dobrane, aby komponować się z różnymi wnętrzami i stylem użytkownika. Specjalne wykończenie antypoślizgowe zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń.

Kolor błękitny

Kolor brązowy

Higiena i bezpieczeństwo z technologią Sanitized®

TrExercise 180 firmy Airex został wyposażony w zaawansowaną technologię Sanitized®, która zapewnia:

- **Ochronę antybakteryjną** - zapobiega rozwojowi bakterii, pleśni oraz innych drobnoustrojów na powierzchni produktu.
- **Neutralizację zapachów** - dzięki działaniu antybakteryjnemu TrExercise 180 pozostaje świeży nawet przy intensywnym i regularnym użytkowaniu.
- **Dłuższą żywotność** - technologia chroni materiał przed degradacją spowodowaną przez mikroorganizmy, co sprawia, że produkt jest wyjątkowo trwały.

Idealny wybór dla wymagających użytkowników:

Sanitized® sprawia, że TrExercise 180 jest szczególnie polecany dla osób ceniących higienę, takich jak:

- Klienci siłowni i studiów fitness, gdzie produkt jest współdzielony.
- Fizjoterapeuci i pacjenci w placówkach medycznych.
- Użytkownicy domowi, którzy chcą zachować najwyższe standardy czystości.

Dzięki technologii Sanitized® TrExercise 180 firmy Airex® łączy funkcjonalność z troską o zdrowie i komfort użytkownika.

Dane techniczne:

Zastosowanie:

wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie

Przeznaczenie:	Fitness, Pilates, Yoga, Kluby sportowe, Rehabilitacja
Kolor:	błękitny i brązowy
Wymiary (dł. x szer. x gr.):	ok. 180 cm x ok. 60 cm x ok. 0,8 cm
Waga:	1,5 kg

Informacje:

Model:

Kolory Airex: błękitny, brązowy