

QUBIQ - Akcesoria do wózka



Opis produktu:

Akcesoria przeznaczone do wózka QUBIQ, zwiększające jego funkcjonalność i umożliwiające lepszą organizację sprzętu oraz materiałów zabiegowych.

Akcesoria dotyczą wózka do aparatów BACK3TX i BACK-4.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do wózka medycznego QUBIQ

Nadstawka z uchwytem na 2 głowy

Praktyczna nadstawka o wymiarach 222 x 322 x 286 mm umożliwiająca bezpieczne i wygodne przechowywanie głowic zabiegowych. Zwiększa funkcjonalność całego zestawu i usprawnia organizację przestrzeni roboczej.

Nakładka na blat wózka

Nakładka przeznaczona do stabilnego i bezpiecznego zamocowania aparatu na blacie wózka.

Wkładka pomniejszająca otwór na krem

Wkładka pomniejszająca otwór do średnicy 83 mm, doskonale dopasowana do przechowywania standardowych opakowań kremów i żeli zabiegowych. Zapewnia lepszą organizację przestrzeni i wygodny dostęp do preparatów podczas wykonywania zabiegów.

Informacje:

Model:

Qubiq - Akcesoria: nadstawka z uchwytem na 2 głowice, nakładka na blat wózka, wkładka pomniejszająca otwór na krem