

Elektrody do urządzeń Wireless i Muscle Intelligence™ Technology



Opis produktu:

Elektrody samoprzylepne do elektrostymulacji, kompatybilne z urządzeniami Wireless Professional oraz aparatami wykorzystującymi technologię Muscle Intelligence™.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do urządzeń Wireless i Muscle Intelligence™ Technology

Elektrody samoprzylepne przeznaczone do elektrostymulacji. Elektrody są elastyczne i łatwe w aplikacji na każdą część ciała, powleczone żelom przewodzącym impulsy elektryczne.

Kompatybilność

- Urządzenia Wireless Professional
- Aparaty Chattanooga Rehab / Theta / Physio przy zastosowaniu kabli odpowiednich dla Muscle Intelligence™ Technology

Cechy elektrod

- Elastyczna konstrukcja umożliwiająca dopasowanie do różnych partii ciała
- Powleczone żelami przewodzącymi impulsy elektryczne
- Optymalne przewodzenie dzięki zawartości srebra
- Łatwa aplikacja i pewne przyleganie do skóry

Dostępne warianty

Model	Nr katalogowy	Wymiary	Liczba zatrzasków	Ilość w opakowaniu
Dura Stick	42204	5x5 cm	1	4 szt.
Dura Stick Plus	42203	5x10 cm	2	2 szt.
Dura Stick Plus	42223	5x10 cm	1	2 szt.

Informacje:

Materiał: z domieszką srebra

Materiał: węglowe

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: samoprzylepne

Sposób podłączenia: gniazdo 2 mm

Model:

Elektrody do Wireless: 42204 - 5x5 cm, 1 zatrzask (4 szt.), 42203 - 5x10 cm, 2 zatrzaski (2 szt.), 42223 - 5x10 cm, 1 zatrzask (2 szt.)