


Aquaray Balneo - Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego



Opis produktu:

Aquaray Balneo to profesjonalna wanna terapeutyczna łącząca funkcje hydromasażu strefowego z możliwością przeprowadzania pełnego spektrum zabiegów balneologicznych. System strefowego hydromasażu z dyszami w okolicy przykręgosłupowej, lędźwi i nóg umożliwia ukierunkowaną terapię. Wanna wykonana z materiałów odpornych na czynniki chemiczne, o ergonomicznym profilu niecki, wyposażona w intuicyjny system sterowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA TERAPEUTYCZNA DO AUTOMATYCZNEGO HYDROMASAŻU STREFOWEGO

Aquaray Balneo

Aquaray Balneo to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających placówek medycznych. Łączy w sobie funkcje profesjonalnego hydromasażu z możliwością przeprowadzania pełnego spektrum

zabiegów balneologicznych, stanowiąc wsparcie w codziennej praktyce rehabilitacyjnej.

System hydromasażu strefowego

Sercem wanny Aquaray jest system hydromasażu strefowego. Dysze rozmieszczone w okolicy przykręgosłupowej, łędźwi i nóg pacjenta umożliwiają prowadzenie ukierunkowanej terapii. W zależności od potrzeb, system może pracować w 5, 3 lub 1 strefie niecki wanny, pozwalając na dostosowanie zabiegu do wskazań terapeutycznych.

Zabiegi balneologiczne

Specjalna konstrukcja wanny Aquaray Balneo umożliwia prowadzenie profesjonalnych zabiegów balneologicznych. Wykonanie z materiałów odpornych na agresywne czynniki chemiczne oraz system szybkiego napełniania przy dnie niecki wspierają prowadzenie zarówno kąpeli solankowych, jak i kwasowęglowych.

Komfort i ergonomia

Wysokiej jakości żelkot wzmocniony włóknem szklanym oraz ergonomiczny profil niecki mogą sprzyjać komfortowi pacjentów podczas zabiegów. Wanna wyposażona jest w uchwyty i zagłówek, a intuicyjny system sterowania umożliwia prowadzenie terapii zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym.

Wyposażenie standardowe:

- stopień do wanny
- zagłówek

Opcje dodatkowe:

- **System kąpeli perełkowej** – dysze na dnie niecki zasilane dmuchawą elektryczną
- **CHROMO** – układ lamp lub świateł LED do barwienia wody
- **AUDIO** – głośniki zintegrowane w tylnej części wanny
- **AROMA** – zbiornik na jeden zapach, dozowany podczas zabiegu za pomocą przycisku

Konstrukcja techniczna

Wanna została wykonana w oparciu o sprawdzone rozwiązania techniczne. Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz instalacja wodna z wysokiej jakości PVC są projektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu. System elektronicznej kontroli temperatury wody wspiera bezpieczne prowadzenie zabiegów.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Szerokość: 880 mm
Długość: 2250 mm
Wysokość: 760 mm
Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Model:

Kolor: Calypso, Biały
Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła
Audio: nie, tak

Maksymalna masa pacjenta: 135 kg

Pojemność zabiegowa: 160 l

Pojemność do przelewu: 320 l

Pobór prądu: 13 A

Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: Klasa I

Maksymalne bezpieczne obciążenie SWL: 320 kg

Temperatura robocza: 10-40 °C

Ciśnienie hydromasażu: 1,5 - 2,2 bar

Stopień ochrony IP: IPX5

AIR 64: nie, tak

Ozon: nie, tak

Ilość zaworów: 3 zawory, 4 zawory, 5 zaworów, 6 zaworów