

Balmed Eco 240 I - wanna do kąpiel balneologicznych



Opis produktu:

Wanna do kąpiel balneologicznych BALMED to wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpiel kwasowęglowych lub solankowych oraz perełkowych kąpiel terapeutycznych (opcja AIR 64) i kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych (opcja CHROMO). Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Balmed Eco 240 I - Wanna do kąpiel balneologicznych

Balmed ECO	3	Tak	Tak	Tak			
Balmed ECO	4	Tak	Tak	Tak	Tak		
Balmed ECO	5	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Balmed ECO	6	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Przed zamówieniem wanny, należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np. "Balmed ECO 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	140
Pojemność do przelewu [l]:	240
Głębokość [mm]:	450
Szerokość [mm]:	750
Długość [mm]:	1950
Wysokość maksymalna [mm]:	755
Maksymalny czas napełniania (do przelewu):	~ 4 minuty* (2x Ø 3/4" DN20, 5 bar)
Maksymalny czas opróżniania (od przelewu):	~ 2 minuty 15 sekund*
Dysze napełniające CO2:	2
Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]:	230/50
Pobór prądu [A]:	5

* 2x Ø 3/4" DN20, 5 bar** Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji ściekowej Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 140
 Pojemność zabiegowa [l]: 150
 Pojemność do przelewu [l]: 240
 Pojemność do przelewu [l]: 300

Model:

Kolor: Biały, Calypso
 Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła
 AIR 64: nie, tak
 Zawory Balmed: 3, 4, 5, 6
 Balmed - Podpórka: nie, tak