

Uchwyt na głowicę do sonoterapii - uniwersalny



Opis produktu:

11 Wyposażenie podstawowe głowicy do ultradźwięków

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Uchwyt na głowicę do sonoterapii - uniwersalny

Wyposażenie podstawowe głowicy do ultradźwięków.

Uchwyt na głowice do ultradźwięków w aparatach firmy Astar, gwarantuje wygodę w czasie przeprowadzania zabiegów sonoterapii.

Uchwyt przeznaczony do głowic:

- Głowica GS-1 cm²/1 i 3,5 MHz
- Głowica GS-4 cm²/1 i 3,5 MHz
- Głowica GU-5 1/3 MHz 5cm²
- Głowica GU-1 1/3 MHz 1cm²

Informacje:

Model: