

ISOframe EasyBase

Opis produktu:

ISOframe pozwala na przeprowadzanie szerokiej gamy testów izometrycznych bez konieczności stosowania dodatkowych przystawek, stojaków czy drążków. To idealne rozwiązanie dla mniejszych ośrodków sportowych i klinik rehabilitacyjnych dysponujących ograniczoną przestrzenią.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PROSTE TESTY IZOMETRYCZNE

ISOframe

Płytę umieszcza się w dedykowanym slocie ISOframe i zabezpiecza pinami od spodu, co zapobiega jej przesuwaniu się w dowolnym kierunku. Dzięki temu wykonywanie testów takich jak izometryczny ciąg z pozycji środkowej uda, przysiad izometryczny z pasem lub frontalny czy martwy ciąg jest nie tylko bezpieczniejsze, ale i znacznie szybsze. Sportowcy docenią możliwość monitorowania swoich maksymalnych wyników w najbardziej złożonych ćwiczeniach.

Dane techniczne

Materiał	Płyta aluminiowa z hakami stalowymi i pinami pozycjonującymi, gumowe nóżki
Wymiary	900 x 450 x 8 mm

Waga	4950 g
Mocowanie	3 haki łańcuchowe
Inne cechy	Piny pozycjonujące, możliwość odłączenia, logo EasyBase
Zawartość zestawu	Płyta z zamontowanymi hakami, 4 piny pozycjonujące, 4 karabińczyki, 2 łańcuchy, 1 instrukcja, 1 drążek

Informacje:**Model:**