


CORGRIP*SR - System mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych i nosowo-jelitowych

Opis produktu:

System mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych (NG) i nosowo-jelitowych (NI) CORGRIP SR* przeznaczony jest do stosowania ze **zgłębnikami do żywienia dojelitowego (≥ 8 Fr)** oraz zgłębnikami do dekompresji, odsysania i drenażu (≤ 18 Fr). Zapobiega przypadkowemu usunięciu lub przemieszczeniu zgłębnika u dorosłych pacjentów.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

System mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych i nosowo-jelitowych

System mocowania zgłębników nosowo-żołądkowych (NG) i nosowo-jelitowych (NI) CORGRIP SR* przeznaczony jest do stosowania ze zgłębnikami do żywienia dojelitowego (≥ 8 Fr) oraz zgłębnikami do dekompresji, odsysania i drenażu (≤ 18 Fr)

Bezpieczeństwo i skuteczność:

System CORGRIP* SR został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów. Jego zastosowanie redukuje ryzyko powikłań, takich jak aspiracja treści pokarmowej, przemieszczenie zgłębnika do dróg oddechowych czy podrażnienia mechaniczne skóry.

Dostępne rozmiary zgłębników

Kod	Rozmiar (FR)	Kolor
26-008	8 FR	Jasnoniebieski
26-010	10 FR	Różowy
26-012	12 FR	Biały
26-014	14 FR	Żółty
26-016	16 FR	Pomarańczowy
26-018	18 FR	Jasnobrązowy

Informacje:

Kategoria: Żywienie dojelitowe

Model:

CORGRIP*SR - mocowanie zgłębników: 26-008 - 8 FR - Jasnoniebieski, 26-010 - 10 FR - Różowy, 26-012 - 12 FR - Biały, 26-014 - 14 FR - Żółty, 26-016 - 16 FR - Pomarańczowy, 26-018 - 18 FR - Jasnobrązowy