

VLM-03 - Urządzenie do obrazowania

Opis produktu:

VLM-03 to kompaktowy system obrazowania medycznego z 8-calowym wyświetlaczem, łączący funkcje przetwarzania, wyświetlania i nagrywania obrazu w jednym przenośnym urządzeniu o wadze 1 kg.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do obrazowania VLM-03

Przetwarzanie, wyświetlanie i nagrywanie obrazu — Wszystko w jednym

Nowoczesny system obrazowania medycznego zapewniający wysoką jakość obrazu i wszechstronność zastosowań. Przetwornik „wszystko w jednym” zapewnia doskonałą zwrotność podczas pracy na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii, pogotowiu ratunkowym i innych zastosowaniach.

Dzięki funkcji podłączania zewnętrznych wyświetlaczy medycznych użytkownicy mogą uzyskać najwyższą jakość obrazowania, spełniając wymagania w gabinecie zabiegowym lub na sali operacyjnej.

Dane techniczne VLM-03:

Rozmiar wyświetlacza

Waga

Pamięć

Rozdzielczość wyświetlacza

Możliwość wyjścia wideo

Pojemność baterii

8 cali
1,0 kg
32 GB
1024x768 px
HDMI, 1920x1080 px
≥6400 mAh

Czas pracy baterii

Do 4 godzin

Informacje:

Model: