

HF V-ACTOR - głowica do aparatu Intellect RPW 2

Opis produktu:

Głowica HF V-ACTOR wykorzystuje technologię wibracyjną (do 50 Hz) jako uzupełnienie terapii falą uderzeniową, poprawiając mikrokrążenie i skutecznie rozluźniając mięśnie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Głowica HF V-ACTOR do aparatu Intellect RPW 2

Technologia V-Actor to doskonałe uzupełnienie terapii radialną falą uderzeniową. Zestaw do terapii wibracyjnej pracuje z częstotliwością do 50 Hz. Zabieg z użyciem głowicy poprawia mikrokrążenie, usprawnia proces usuwania ubocznych produktów przemiany materii, eliminuje toksyny.

Zalety stosowania głowicy HF V-Actor:

- Rozluźnienie mięśni i przylegających tkanek.
- Poprawa krążenia krwi.
- Stymulacja metabolizmu organizmu.
- Poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej.
- Zmniejszenie poziomu kortyzolu i w wyniku redukcja stresu.

Dane techniczne

Częstotliwość wibracji:	1-50 Hz
-------------------------	---------

W zestawie dwa wymienne aplikatory:	25 mm, 40 mm
Waga:	około 600 g

Informacje:

Model: