

Stół do transportu pacjentów - Safari Buffalo E2.C4 OUTLET



Opis produktu:

Stół przeznaczony do **transportu pacjentów** jest niezwykle **mobilny i intuicyjny w obsłudze**. Zaprojektowany został z myślą o **zmniejszeniu wysiłku personelu medycznego**, polepszeniu jakości opieki nad pacjentem.

- Produkt pełnowartościowy,
- Widoczne minimalne zagniecenia na materacu oraz ślady użytkowania.
- Produkt powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do transportu pacjentów - Buffalo E2.C4

Stół przeznaczony do **transportu pacjentów** jest niezwykle **mobilny i intuicyjny w obsłudze**. Zaprojektowany został z myślą o **znacznym zmniejszeniu wysiłku personelu medycznego**, polepszeniu jakości opieki nad pacjentem i jego wygodzie.

Stół do transportu pacjentów - Buffalo E2.C4

Dwusekcyjny stół transportowy z regulowaną wysokością leża na bazie ramy nożycowej, posiada **centralnie blokowane cztery duże koła** o średnicy 12,5 cm, które zwiększają zdolności manewrowe i pozwalają na **transport pacjenta o wadze do 200 kg**. **Regulacja wysokości leża** odbywa się siłownikiem hydraulicznym za pomocą łatwo dostępnych **pedałów nożnych**, znajdujących się po obu stronach stołu lub za pomocą siłownika elektrycznego przy użyciu pilota ręcznego. Regulacja zagłówek odbywa się za pomocą **sprężyn gazowych**, sterowanych funkcjonalnym przyciskiem od strony głowy pacjenta.

Stół do **transportu pacjentów** wyposażony jest standardowo w:

- obustronne składane barierki poziome,
- pochwyt do transportu po stronie zagłówek oraz nóg,
- odbojniki,
- wieszak na ręcznik papierowy o szerokości 60 cm umiejscowiony po stronie zagłówek,
- wieszak na kroplówkę - który można mocować po obydwu stronach wózka w łatwy i szybki sposób
- funkcję Trendelenburga/anty-Trendelenburga - pochylenie leża do $\pm 10^\circ$ (opcjonalnie)

Stół do transportu pacjentów - Buffalo E2.C4

Cechy charakterystyczne:

- dwusekcyjny **stół do transportu pacjentów**,
- regulacja wysokości leża za pomocą siłownika hydraulicznego z dźwignią nożną, bądź elektrycznego z pilotem ręcznym,
- ustawienie kąta nachylenia zagłówek za pomocą sprężyn gazowych,
- **funkcja Trendelenburga/anty-Trendelenburga** - pochylenia leża do $\pm 10^\circ$ (w zależności od wybranego modelu),
- stabilna stalowa rama o konstrukcji nożycowej, malowana farbą proszkową,
- **zestaw kołowy Tente** o średnicy 12,5 cm z hamulcem centralnym,
- odbojniki na rogach wózka,
- tapicerka łatwa do dezynfekcji z wysokiej jakości materiału PU, niepalna oraz odporna na zabrudzenia i uszkodzenia.

Dane techniczne:

Ilość sekcji:	2
Kąt regulacji zagłówek [°]:	0/+70
Odchylenia leża - funkcja Trendelenburga/anty-Trendelenburga [°]:(opcjonalnie)	± 10
Regulacja wysokości [cm]:	51-100
Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	228x80

Długość zagłówka [cm]:	69
Waga [kg]:	135
Maksymalne obciążenie [kg]:	200

Prezentacja produktu:**Informacje:**

Kategoria: Stoły do transportu pacjentów
Stan: dobry

Model:

Regulacja wysokości GALAXY: Hydrauliczna regulacja
Pozycja Trendelenburga: nie