

Accu-Chek Instant, paski testowe do glukometru, 100 sztuk



Opis produktu:

Testy paskowe Accu-Chek w połączeniu z glukometrami Accu-Chek Instant przewidziane są do diagnostyki w ramach samokontroli glikemii lub też mogą być wykonywane przez personel medyczny w placówce medycznej. System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013 - Wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Accu-Chek Instant, paski testowe do glukometru, 100 sztuk

- Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) dla testu paskowego;
- Zakres pomiarowy systemu: 10-600 mg/dL (0,6 -33.3 mmol/L);
- Wielkość próbki: 0,6µl;
- Czas trwania pomiaru: 4 sekund

Sposób użycia

- Wyjmij pasek testowy z opakowania.
- Wsuń pasek do glukometru — urządzenie włączy się automatycznie.
- Przystaw kroplę krwi (0,6 mikrolitra) do testu paskowego stroną z żółtym okienkiem.
- Wynik pojawi się na ekranie po kilku sekundach

Informacje:

Model: