



Rower treningowy magnetyczny i. TFB Black FTMS Bluetooth H862I BH Fitness

Opis produktu:

Rower treningowy wyposażony w magnetyczny system oporu z 24-poziomową elektroniczną regulacją, pracujący cicho i płynnie. Konstrukcja z niskim wejściem i siodełkiem XXL ułatwia korzystanie osobom po kontuzjach oraz seniorom. Wielofunkcyjny komputer z łącznością Bluetooth umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnych. Różnorodne programy treningowe, w tym 4 sterowane tętnem i 5 indywidualnych, wraz z funkcjami Random, HRC i Recovery Test pozwalają na efektywny, zróżnicowany trening.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ROWER TRENINGOWY MAGNETYCZNY

i. TFB Black FTMS Bluetooth H862I BH Fitness

Pionowy rower treningowy BH Fitness I.TFB Bluetooth jest przystosowany do wykorzystania półkomercyjnego w siłowniach, klubach fitness, ośrodkach zdrowia i rehabilitacji. Jego konstrukcja i funkcjonalność wspierają efektywny trening, którego celem może być poprawa sprawności organizmu oraz kontrola wagi.

Regularny trening na tym urządzeniu pozwala na budowanie kondycji, zwiększenie wytrzymałości oraz ogólnej sprawności organizmu. Jest odpowiednim narzędziem do redukcji nadmiaru kilogramów oraz tkanki tłuszczowej w ramach systematycznych ćwiczeń.

Magnetyczny system oporu

Rower wyposażono w magnetyczny system oporu, który charakteryzuje się wysoką trwałością i

bezawaryjnością. Dzięki tej technologii urządzenie pracuje cicho, płynnie i bez zrywów, co przekłada się na komfort treningu.

Regulacja obciążenia odbywa się bezpośrednio z poziomu komputera, co podnosi wygodę użytkownika. 24-poziomowy zakres regulacji umożliwia precyzyjne dopasowanie obciążenia do indywidualnych potrzeb i stopnia wytrenowania osoby ćwiczącej.

Komfortowa konstrukcja

Konstrukcja roweru I.TFB Bluetooth charakteryzuje się niskim wejściem, co sprawia, że z urządzenia mogą korzystać osoby po przebytych kontuzjach, w trakcie rekonwalescencji oraz seniorzy. Powiększone siodło w rozmiarze XXL zwiększa wygodę podczas treningu, a możliwość jego regulacji zarówno w pionie, jak i w poziomie, pozwala na optymalne dopasowanie pozycji do wzrostu i budowy ciała.

Zaawansowany komputer treningowy

Rower jest wyposażony w wielofunkcyjny komputer, który mierzy i prezentuje kluczowe dane treningowe, takie jak: przebyty dystans, spalone kalorie, czas ćwiczeń oraz prędkość. Dotykowe czujniki na uchwytach kierownicy rejestrują puls, a łączność bezprzewodowa poprzez Bluetooth® umożliwia połączenie z urządzeniami mobilnymi. Praktyczna półka na smartfona pozwala na wygodne korzystanie z aplikacji treningowych podczas ćwiczeń.

Programy treningowe

Rower oferuje liczne programy treningowe, w tym 4 sterowane tętnem oraz 5 indywidualnych programów użytkownika. Technologia i.Concept umożliwia współpracę z aplikacjami mobilnymi, funkcja Random losowo wybiera parametry treningu, system HRC automatycznie dostosowuje opór dla utrzymania określonego tętna, a Recovery Test ocenia wydolność organizmu na podstawie analizy spadku tętna po treningu.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

1 rok

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.

Zamknij okno

Komercyjna

Gwarancja komercyjna

×

Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie.

Zamknij okno

brak

Dane techniczne

Sposób użytkowania:	zastosowanie półkomercyjne
Wymiary:	130x62x156 cm
Waga:	53 kg
Maksymalna waga użytkownika:	130 kg
System oporu:	magnetyczny
Regulacja oporu:	elektroniczna
Zakres oporu:	24 poziomy
Waga koła zamachowego:	14 kg w systemie inercyjnym

Regulacja siedziska:	w pionie i w poziomie
Puls:	czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach, za pomocą Bluetooth®
Wyświetlacz:	LCD
Komputer:	i. Concept, czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, 12 programów treningowych, 5 programów użytkownika, Fitness Test, 4 programy HRC, Recovery, Random, półka na smartfon/tablet
Inne:	otwarta rama, siodełko XXL, uchwyt na bidon, kółka transportowe, samopoziomujące pedały z paskami

Informacje:

Model: