



Rower treningowy magnetyczny Back Fit YF91 BH Fitness

Opis produktu:

Rower magnetyczny BH Fitness Back Fit YF91 to sprzęt treningowy dedykowany do użytku domowego. Wyposażony w 8-stopniowy magnetyczny system oporu oraz 8-kilogramowe koło zamachowe, pozwala na efektywny trening cardio w ciszy i komforcie. Funkcjonalny komputer z wyświetlaczem LCD monitoruje kluczowe parametry treningu: prędkość, dystans, czas i kalorie. Wygodne siodełko z oparciem oraz regulowane pedały zwiększają komfort ćwiczeń, a składana konstrukcja i kółka transportowe ułatwiają przechowywanie urządzenia. Maksymalna waga użytkownika: 90 kg.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ROWER TRENINGOWY MAGNETYCZNY

Back Fit YF91 BH Fitness

Rower magnetyczny BH Fitness Back Fit YF91 to sprzęt treningowy przeznaczony do użytku domowego. Model ten łączy kompaktową konstrukcję z funkcjonalnością, co czyni go odpowiednim wyborem dla osób o różnym poziomie zaawansowania, poszukujących efektywnego treningu w warunkach domowych.

Regularny trening na tym urządzeniu wspomaga poprawę wydolności serca, spalanie kalorii oraz wzmocnienie mięśni nóg. Jest to forma treningu cardio, która może być stosowana przez osoby o różnym trybie życia i poziomie aktywności fizycznej.

System oporu magnetycznego

Rower wyposażono w magnetyczny system oporu, który przekłada się na cichą pracę urządzenia. Jest to istotna zaleta podczas treningu w warunkach domowych, gdzie ważne jest, aby nie przeszkadzać innym członkom gospodarstwa domowego.

Urządzenie posiada 8-stopniową regulację oporu, co umożliwia dostosowanie intensywności treningu do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania. Regulacja odbywa się w prosty sposób za pomocą pokrętła umieszczonego na kolumnie kierownicy.

Funkcjonalny komputer treningowy

Rower Back Fit YF91 jest wyposażony w komputer treningowy z wyświetlaczem LCD, który monitoruje i prezentuje kluczowe dane treningowe. Użytkownik może na bieżąco śledzić aktualną prędkość, spalone kalorie, czas treningu oraz przebyty dystans.

Dostęp do tych parametrów pozwala na systematyczne monitorowanie postępów treningowych i planowanie kolejnych sesji ćwiczeń, co jest istotnym elementem skutecznego treningu.

Komfort treningu

Rower został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Posiada wygodne siodełko z oparciem, które można regulować, co pozwala na dopasowanie pozycji do indywidualnych preferencji i budowy ciała. Jest to szczególnie istotne podczas dłuższych sesji treningowych.

Pedały wyposażono w regulowane paski, które stabilizują stopę podczas ćwiczeń, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i efektywność treningu. Całość tworzy konstrukcję, która sprzyja wygodnemu i skutecznemu treningowi.

Praktyczne rozwiązania

Rower magnetyczny Back Fit YF91 został wyposażony w 8-kilogramowe koło zamachowe, które odpowiada za płynność ruchu podczas treningu. Model ten cechuje się również kompaktową konstrukcją, którą można dodatkowo zredukować poprzez złożenie (wymiar po złożeniu: 28 x 39 x 117 cm).

Kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia, co jest praktycznym rozwiązaniem w warunkach domowych. Dzięki tym cechom rower jest funkcjonalnym urządzeniem, które nie zajmuje dużo miejsca i może być łatwo przechowywane.

Zastosowania treningowe

Rower magnetyczny BH Fitness Back Fit YF91 stanowi odpowiednie narzędzie do treningu cardio, który ma na celu poprawę wydolności serca. Ten typ treningu jest zalecany dla osób o różnym trybie życia i poziomie aktywności fizycznej.

Regularne ćwiczenia na tym urządzeniu mogą przyczyniać się do spalania kalorii, co wspomaga kontrolę wagi. Dodatkowo trening na rowerze stacjonarnym pomaga w rozbudowie i kształtowaniu mięśni nóg, co przekłada się na ogólną poprawę kondycji fizycznej.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego.
Szczegółowe informacje dotyczące

zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Zamknij okno	
<u>Półkomercyjna</u> Gwarancja półkomercyjna × Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie. Zamknij okno	brak
<u>Komercyjna</u> Gwarancja komercyjna × Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie. Zamknij okno	brak

Dane techniczne

Wymiary:	68 x 39 x 117 cm
Wymiary po złożeniu:	28 x 39 x 117 cm
Waga:	18,8 kg

Maksymalna waga użytkownika:	90 kg
System oporu:	magnetyczny
Koło zamachowe:	8 kg
Regulacja oporu:	8 stopni
Funkcje komputera:	prędkość, dystans, czas, kalorie
Wyświetlacz:	LCD
Regulacja siodełka:	
Oparcie siodełka:	
Kółka transportowe:	
Pedały z regulowanymi paskami:	

Informacje:**Model:**