



## Pneumatyczna opaska uciskowa z odkażalnym mankietem monoblokowym

### Opis produktu:

Pneumatyczna opaska uciskowa z odkażalnym mankietem monoblokowym do użytku na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych, wyposażona w manometr o zakresie 0-600 mmHg. Dostępna w różnych rozmiarach dla ramion i kończyn dolnych.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Pneumatyczna opaska uciskowa z odkażalnym mankietem monoblokowym

Pneumatyczna opaska uciskowa do użytku na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych. Posiada konstrukcję monoblokową ułatwiającą konserwację i odkażanie. Dzięki nieprzepuszczalnemu łącznikowi mankiety można zanurzyć w roztworze do dezynfekcji.

Opaska składa się z manometru wyskalowanego od 0 do 600 mmHg (co 10 mmHg, dokładność  $\pm 5$  mmHg) oraz odkażalnego mankieta w różnych rozmiarach dostosowanych do części ciała i gabarytów pacjenta. Manometr wyposażony w membranę aneroidową z miedzi berylowej, współpracującą z mechanizmem zegarmistrzowskim.

### Dane techniczne

Certyfikacja

Materiały

Membrana aneroidowa

Korpus manometru

Szkło

Górny ochroniacz

CE klasa I

Bez ftalanów i lateksu

Miedź berylowa

Aluminium

Poliwęglan

Poliuretan

Dolna pokrywa

Żarówka

Zakres pomiarowy

Dokładność

Kalibracja

Gwarancja

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Ciśnienie atmosferyczne

Poliuretan
PVC niezawierający ftalanów
0-600 mmHg
±5 mmHg
Co 12 miesięcy
2 lata od daty zakupu
-10°C do 40°C
30% do 40%
500 do 1060 hPa

## Dostępne rozmiary

Kod produktu	Oznaczenie	Szerokość balonu (cm)	Długość balonu (cm)	Długość całkowita (cm)
A10657	Manometer	-	-	-
GMBM01	Pneumatyczna opaska uciskowa na ramię/kończynę dolną dla noworodków	3.5	29	38
GMBM02	Pneumatyczna opaska uciskowa na ramię dla dzieci	4.5	35	48
GMBM03	Pneumatyczna opaska uciskowa na ramię dla małych dorosłych	6	46	61
GMBM04	Pneumatyczna opaska uciskowa na ramię dla dorosłych	8	46	67
GMBM05	Pneumatyczna stożkowa opaska uciskowa na	10	47	70

	ramię dla dorosłych L			
GMCM04	Pneumatyczna stożkowa opaska uciskowa na kończynę dolną dla dorosłych	10	62	76
GMCM05	Pneumatyczna opaska uciskowa stożkowa na kończynę dolną dla dorosłych L	10	76	90
GMCM06	Pneumatyczna stożkowa opaska uciskowa na kończynę dolną dla dorosłych XL	10	82	100
GMCM07	Pneumatyczna opaska uciskowa stożkowa na kończynę dolną dla dorosłych XXL	10	107	122
KGMBM1	Pneumatyczna opaska uciskowa z 1 mankietem na ramię dla dzieci, dorosłych i 1 mankietem na kończynę dolną dla dorosłych L	-	-	-
KGMBM2	Pneumatyczna opaska uciskowa z 1 mankietem dla osoby dorosłej i 1 mankietem na kończynę dolną dla osoby	-	-	-

	dorożej L			
--	-----------	--	--	--

### **Informacje:**

### **Model:**

DDM - Typ: Manometr, Ramię, Noga, Zestaw  
DDM - Rozmiar: Noworodek, Dziecko, Mały  
dorożej, Dorożej, Dorożej L, Dorożej XL, Dorożej  
XXL, Mankiet na ramię dla dzieci/dorożej i  
mankiet na nogę L, Mankiet na ramię dla  
dorożej i mankiel na nogę L