

QUBIQ - Wózek pod aparaturę medyczną do aparatów BACK3TX/BACK4



Opis produktu:

Wózek pod aparaturę medyczną QUBIQ przeznaczony jest do umieszczania lekkiej aparatury np. w gabinetach elektro- i fizykoterapii. Konstrukcja wózka pozwala na łatwe budowanie różnorodnych zestawów zabiegowych, złożonych z kilku urządzeń oraz umożliwia łatwy dostęp do nich przez odpowiednie ułożenie półek w przestrzeni wózka.

Wózek przeznaczony do aparatów Winback BACK3TX/BACK4.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek pod aparaturę medyczną QUBIQ

Wózek QUBIQ jest wyposażony w praktyczny pojemnik na akcesoria i szuflady. Wózek pozwala na łatwe przemieszczanie między pomieszczeniami.

Wózek pod aparaturę medyczną QUBIQ - budowa

Konstrukcja wózka jest wykonana z kształtowników aluminiowych oraz blach, malowanych proszkowo i składa się z następujących zespołów:

- Podstawa urządzenia - Miejsce na urządzenia
- Uchwyt - Ułatwia manewrowanie wózkiem
- Stelaż - Konstrukcja nośna wózka
- Półka Miejsce na dodatkowe elementy
- Szafka - Szafka zawierająca dwie szuflady oraz półkę na dodatkowe elementy
- Szuflady - Szuflady na dodatkowe elementy
- Kółka - Kółka jezdne z hamulcem

Dane techniczne:

Długość [mm]	454 (± 10)
Szerokość [mm]	348 (± 10)
Wysokość [mm]	756 (± 10)
Maksymalne obciążenie (maksymalne bezpieczne obciążenie wózka wraz z akcesoriami) [kg]	30
Masa produktu [kg]	16,5 (± 1)
Masa produktu w opakowaniu [kg]	19 (± 1)
Maksymalne obciążenie szuflady (1 szt.) [kg]	5

Informacje:

Kategoria: Wózki medyczne

Model:

Wózek: z nadstawką na żel i 2 główce, z nadstawką na żel i 2 główce oraz wkładką, z nakładką na blat