

Zestaw akcesoriów Tecar 5.0 firmy Winback OUTLET



Opis produktu:

Zestaw akcesoriów Winback 5.0 do przeprowadzania terapii **Tecar**. Akcesoria do urządzenia Back 1S i Back 3SE Color.

Więcej o Terapii Tecar

- Produkt pełnowartościowy
- Produkt powystawowy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw akcesoriów Winback 5.0 do terapii **TECAR** zawiera rozdzielacz sygnału rezystancyjnego, 2 x

elektrodę RET w postaci bransolety oraz 2 x przewód rezystancyjny, współpracuje z urządzeniem Back 1S i Back 3SE Color.

Winback 5.0

Akcesoria do przeprowadzania terapii **Tecar** firmy **Winback** rozszerzają możliwości pracy z pacjentem. Dostępne różne rozmiary **elektrod Tecar** oraz inne akcesoria pomocnicze. Oferujemy **elektrody Tecar** pojemnościowe, bierne i **elektrody** rezystancyjne. Działanie terapii **Tecar** opiera się na wykorzystaniu fali radiowej wysokiej częstotliwości (terapia radiofalowa ukierunkowana, diatermia oporowo- pojemnościowa). **Terapia Tecar** najczęściej wykorzystywana jest w leczeniu chorób kości, **urazów więzadeł i mięśni**. Terapia **Tecar** jest niezwykle skuteczna w połączeniu z terapią manualną.

W celu przedłużenia żywotności **elektrod Tecar** - rekomendujemy stosowanie **kremu do terapii Tecar** firmy **Winback**, który jest kompatybilny także z produktami **Indiba Activ** i **Doctor Tecar**. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest również świetną alternatywą dla **kremu PROIONIC** oraz **Indiba Activ**.

Poznaj mity na temat terapii Tecar Winback:

Informacje:

Terapia Tecar: Akcesoria

Model: