

Hermes 8037 - Fotel do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości



Opis produktu:

Fotel **Hermes** został zaprojektowany do użytku w różnych obszarach medycznych w szczególności podczas przeprowadzania dializy i chemioterapii.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy oraz tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy fotelu w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Hermes - Fotel do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości

Fotel Hermes został zaprojektowany do użytku w różnych obszarach medycznych w szczególności podczas przeprowadzania dializy i chemioterapii. Posiada do 5 silników do elektrycznej regulacji wysokości, regulacji sekcji oparcia pleców, miednicy i nóg, regulacji funkcji Trendelenburga, a także ręcznej regulacji sekcji oparcia głowy w celu zapewnienia maksymalnej wygody pacjenta i personelu.

Fotel można rozbudować o wiele opcji dodatkowych, takich jak m. in. uchwyt na papier, zintegrowane oświetlenie, zdejmowany stolik, podnózek, itp.

Podstawowa konfiguracja

Fotel w wersji podstawowej wyposażony jest w plastikowe kółka z hamulcami o średnicy 100 mm, regulowane podłokietniki, tapicerowany podnózek, osłona mechanizmu wykonana z formowanego ABS, wyprofilowana powierzchnia leżyska, tapicerowana ekoskóra wysokiej jakości, odpowiedniej do użytku medycznego.

4 silowniki elektryczne

Leżysko obite wysokiej jakości ekoskórą

Płaska, bezszwowa powierzchnia

Regulowane podłokietniki

Osłona mechanizmu z formowanego ABS

Pilot ręczny

Elektrycznie regulowany podnózek

Przezroczysta membrana ochronna podnóżka

pojedyncze plastikowe kółka 100 mm z niezależnym hamulcem

Konfiguracja

Fotel tapicerowany wysokiej jakości sztuczną skórą

Grubość materaca 100 mm

Kółka 100 mm z niezależnym hamulcem

(opcjonalnie: podwójne kółka)

Podłokietniki z niezależną regulacją kąta nachylenia i wysokości

Osłona mechanizmu z formowanego ABS

Maks. obciążenie 200 kg

Opcje dodatkowe

Pedał nożny do CPR i Trendelenburga

Regulowane podparcie głowy

Podłokietniki z niezależną regulacją nachylenia w pionie

Podłokietniki z niezależną regulacją obrotu w poziomie

Dodatkowy silnik do poziomowania w pozycji poziomej

Lampka do czytania LED

Stolik obrotowy 360° z funkcją pochylania

Stojak na kroplówkę ze stali nierdzewnej z 2 haczykami i gniazdo na stojak

Teleskopowy drążek do infuzji ze stali nierdzewnej z dwoma haczykami

Uchwyt rolki papieru

Wyprofilowane powierzchnie kubekowe

Przezroczysta plastikowa osłona na podnózek

Odpinane kieszenie na rzeczy osobiste

Uchwyty transportowe

Przycisk do pozycji Trendelenburga

Wbudowane uziemienie

Kabel do wbudowanego uziemienia

Rama ze stali nierdzewnej

Waga

Akumulator

System poziomowania do pozycji poziomej

Reczna regulacja sekcji oparcia głowy od 0° do 15°

Zakres ruchów

Elastyczność

Regulacja wysokości od 620 do 950 mm

Regulacja sekcji oparcia pleców w zakresie od -10° do +80°

Regulacja sekcji oparcia nóg w zakresie od 0° do 55°

Trendelenburg do 12°

Regulacja wysokości podnóżka 200 mm

Długość powierzchni leżyska 2050 mm

Szerokość siedziska 650 mm

Szerokość zewnętrzna 950 mm

Fotel do hemodializy – najczęstsze zadawane pytania

Czym jest fotel Hermes 8037 do hemodializy i jakie są jego główne cechy?

Fotel Hermes 8037 to specjalistyczne wyposażenie medyczne zaprojektowane do użytku w różnych obszarach medycznych, szczególnie podczas przeprowadzania dializy i chemioterapii. Posiada do 5 silników umożliwiających elektryczną regulację wysokości, sekcji oparcia pleców, miednicy i nóg oraz funkcji Trendelenburga. Dodatkowo wyposażony jest w ręczną regulację sekcji oparcia głowy. Fotel tapicerowany jest wysokiej jakości sztuczną skórą odpowiednią do użytku medycznego, posiada materac o grubości 100 mm oraz wyprofilowaną powierzchnię leżyska zapewniającą maksymalny komfort pacjenta.

Jakie są parametry techniczne fotela Hermes 8037 do hemodializy?

Fotel Hermes 8037 charakteryzuje się maksymalnym obciążeniem do 200 kg, co zapewnia bezpieczeństwo dla pacjentów o różnej wadze. Wymiary fotela to długość powierzchni leżyska 2050 mm, szerokość siedziska 650 mm oraz szerokość zewnętrzna 950 mm. Fotel posiada regulację wysokości w zakresie od 620 do 950 mm, regulację sekcji oparcia pleców od -10° do +80°, regulację sekcji oparcia nóg od 0° do 55° oraz funkcję Trendelenburga do 12°. Dodatkowo fotel wyposażony jest w kółka o średnicy 100 mm z niezależnym hamulcem, co zapewnia mobilność i stabilność podczas użytkowania.

Jakie wyposażenie podstawowe posiada fotel Hermes 8037 do hemodializy?

W wersji podstawowej fotel Hermes 8037 wyposażony jest w plastikowe kółka z hamulcami o średnicy 100 mm, regulowane podłokietniki z niezależną regulacją kąta nachylenia i wysokości, tapicerowany podnóżek z regulacją wysokości do 200 mm oraz osłonę mechanizmu wykonaną z formowanego ABS. Fotel posiada wyprofilowaną powierzchnię leżyska i jest tapicerowany ekoskórą wysokiej jakości, odpowiednią do użytku medycznego. Standardowo fotel wyposażony jest również w ręczną regulację sekcji oparcia głowy w zakresie od 0° do 15°.

Jakie opcje dodatkowe można dokupić do fotela Hermes 8037 do hemodializy?

Fotel Hermes 8037 można rozbudować o liczne opcje dodatkowe zwiększające jego funkcjonalność. Dostępne są m.in.: pedał nożny do CPR i Trendelenburga, dodatkowy silnik do poziomowania w pozycji poziomej, lampka do czytania LED, stół obrotowy 360° z funkcją pochylania, stojak na kroplówkę ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, teleskopowy drążek do infuzji, uchwyt rolki papieru, przezroczysta plastikowa osłona na podnóżek, odpinane kieszenie na rzeczy osobiste oraz uchwyty transportowe. Opcjonalnie dostępne są również podłokietniki z niezależną regulacją nachylenia w pionie oraz obrotu w poziomie.

Dlaczego fotel Hermes 8037 jest odpowiedni do zabiegów hemodializy?

Fotel Hermes 8037 został specjalnie zaprojektowany z myślą o długotrwałych zabiegach medycznych, takich jak hemodializa. Jego konstrukcja zapewnia maksymalny komfort pacjenta dzięki wyprofilowanej powierzchni leżyska i grubemu materacowi (100 mm). Wszechstronne możliwości regulacji (wysokość, oparcie pleców, nóg, funkcja Trendelenburga) pozwalają na optymalne dopasowanie pozycji do potrzeb pacjenta i wymagań zabiegu. Wysokiej jakości tapicerka ze sztucznej skóry jest odpowiednia do użytku medycznego i łatwa w czyszczeniu. Dodatkowo fotel posiada duże maksymalne obciążenie (200 kg) oraz mobilność dzięki kółkom z hamulcami, co ułatwia pracę personelowi medycznemu podczas przygotowania i przeprowadzania zabiegu hemodializy.

ZAANGAZOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosą Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model: