



## Podwieszka CA500 Toilet - OUTLET

### Opis produktu:

Podwieszka CA500 Toilet została zaprojektowana, aby ułatwić proces korzystania z toalety. Łatwa w montażu z dobrym dostępem umożliwiającym zdjęcie odzieży. Model w pełni wyściełany, posiada regulowany pas zapinany na rzep. Posiada również szerokie nogawki zapewniające dodatkowy komfort. Wsuwany materiał na nogawkach zmniejsza tarcie i ułatwia zakładanie.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg Rozmiar M/L  
Zdjęcie poglądowe. Sprzedawane podwieszki są z **zapięciem na klips**.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Podwieszka CA500 Toilet

Opierając się na doświadczeniu specjalistów oraz pracowników służby zdrowia, podwieszki Prism Medical UK zaprojektowane są z myślą o użytkowniku końcowym. Podwieszki tworzone są z wysoką dbałością o szczegóły na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Gama trwałych, wspierających podwieszek dla pacjentów Prism Medical UK jest dostępna w różnych materiałach, stylach i zapięciach, aby zapewnić różne poziomy wsparcia. Standardowy asortyment może być dostosowany do specyfikacji klienta w różnych materiałach i kolorach.

Dopuszczalne obciążenie: 400 kg

### Informacje:

Stan: doskonały

### Model: