




Wanna do hydroterapii Aquameden kolor niecki Calypso - OUTLET

Opis produktu:

Wanna z biczem wodnym do manualnego masażu podwodnego. Cechuje się wyjątkowo ekonomicznym zużyciem wody. Wygodę użytkowania zapewnia **elektryczny panel sterujący**, czujniki temperatury wody. **Wanna do hydroterapii Aquameden** umożliwia rehabilitację i łagodzenie dolegliwości bólowych przez hydromasaż.

Produkt pełnowartościowy ·
powystawowy Bicz Wodny w zestawie 350 l Min.
pojemność 4,5 bar Ciśnienie bicza 135 kg Maks.
masa pacjenta

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

WANNA DO HYDROTERAPII I MASAŻU PODWODNEGO

Aquameden OUTLET

Bicz wodny z płynną regulacją ciśnienia - masaż podwodny i hydromasaż w jednym urządzeniu

Aquameden to wanna do hydroterapii przeznaczona do masażu podwodnego. Umożliwia rehabilitację i łagodzenie dolegliwości bólowych przez hydromasaż wykonywany z użyciem dysz wodnych i efektywny masaż podwodny, dzięki wykorzystaniu **bicza wodnego wyposażonego w płynną regulację ciśnienia wody**.

Wanna składa się z korpusu z wysokiej jakości akrylu (wzmocniony poliestrowym laminatem dla przedłużenia trwałości) z pulpitem sterującym. **Czterostronna obudowa** chroni urządzenie przed uszkodzeniami zapewniając estetyczny i nowoczesny wygląd. Osadzona jest na czterech

regulowanych nóżkach z gumowymi nasadkami ochronnymi.

Bicz Wodny w zestawie 350 l Min. pojemność 4,5 bar Ciśnienie bicia 135 kg Maks. masa pacjenta

Cechy charakterystyczne

- Bicz do masażu podwodnego z nasadką – dysza \varnothing 7 mm (w wyposażeniu standardowym)
- Bicz wodny wyposażony we wskaźnik ciśnienia wody
- Opcja dokupienia wymiennych końcówek bicia wodnego
- Pompa wbudowana w wannę – wydajność do 80 l/min przy ciśnieniu 0–4,5 bar
- System zabezpieczający przed uruchomieniem pompy na sucho
- Zasilanie wodą z sieci wodociągowej (woda ciepła i zimna)
- Instalacja wodna z rurki miedzianej i PCV (z wyjątkiem złączy i zaworów)
- Wbudowany system dezynfekcji wanny
- Wbudowane poręcze umożliwiające zachowanie pozycji pacjenta, dodatkowe dwa uchwyty
- Ergonomiczny kształt niecki zapewniający komfortowe ułożenie pacjenta

Opcje dodatkowe

JETS 11 - dysze do hydromasażu automatycznego Opcja

11 dysz do hydromasażu automatycznego: 2 × 4 dysze boczne + 3 dysze na plecy. Siła hydromasażu regulowana pokrętkiem napowietrzającym lub zaworem dysz.

11 dysz 3 na plecy + 8 bocznych

System CHROMO - chromoterapia Opcja

Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych LED-RGB. Dostępna w 3 konfiguracjach gęstości oświetlenia.

12 CHROMO 12 24 CHROMO 24 36 CHROMO 36

System AUDIO Opcja

Głośniki wysokiej jakości zainstalowane pod obudową urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany odtwarzacz CD/MP3/WMA z wyjściem Mini Jack. Sterowanie z poziomu panelu lub pilota odtwarzacza.

♪ Mini Jack · panel lub pilot

System AROMA Opcja

Zbiornik na jeden zapach z dozowaniem podczas zabiegu za pomocą jednego przycisku.

Dozowanie Jednym przyciskiem podczas zabiegu

AIR 56 - masaż perełkowy Opcja

8 dysz powietrznych do masażu perełkowego, każda po 7 otworów. Niezależna pompa powietrza zapewnia równomierny i delikatny masaż całego ciała.

8 dysz Powietrznych 7 otw. Na każdą dyszę

Informacje:

Stan: doskonały

Model: