

Pompa artroskopowa - Fluid Control 2203



Opis produktu:

Jednorolkowa pompa artroskopowa Fluid Control 2203 firmy Richard Wolf GmbH wykorzystywana przy zabiegach artroskopowych do nawadniania i płukania stawu. Jako jedna z niewielu pomp na rynku wykorzystująca dreny wielorazowe bez elektronicznej blokady ilości użyc.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pompę Fluid Control 2203 cechuje:

- nieinwazyjna technika pomiaru ciśnienia
- interfejs CAN-Bus
- zwiększone tempo przepływu
- czytelny wyświetlacz
- intuicyjna obsługa
- możliwość stosowania węży jednokrotnego i wielokrotnego użytku (bez elektronicznej blokady użyc)
- możliwość podłączenie przełącznika nożnego, którym włącza się opcję płukania stawu „Flash”
- jedna z niewielu pomp na rynku mająca możliwość pracy z drenami wielokrotnego użytku pozbawiona elektronicznej blokady użyc drenów
- dreny jednorazowe (opcja)
- dreny dobowe (24h) (opcja)
- rozpoznawania instrumentów
- wszystkie parametry wyświetlane na ekranie urządzenia
- zakres nastawianego ciśnienia 0-150 mm Hg

Informacje:

Model: